





Einmal-Venenstripper

Spezielle Formgebung und Oberflächenbehandlung zur leichteren Einführung und für besseres Gleiten.



DORMO-STRIP-022

Konventionelles Stripping
Inhalt 12 Stück

DORMO-STRIP-025

Invaginierendes Stripping
Inhalt 12 Stück

Komplett und variabel

Ein Set besteht aus

- 2 x Kabel mit je 100 cm Länge
(Zugfestigkeit im Mittel 47 kg)
- 3 x Kopfstücke
(Durchmesser: 9,5 mm, 12,8 mm, 15,4 mm)
- 1 x Handgriff

Durchmesser des Einführers 3,25 mm
Durchmesser des Kabels 1,5 mm


Vollständig aus Polyamid hergestellt
Sterilisiert mit Ethylenoxid



CE
0318

- E** Método recomendado para extracción mediante invaginación
- F** Méthode recommandé pour extraction par invagination
- UK** Recommended procedure for invagination technique stripping
- I** Metodo raccomandato per la estrazione per invaginazione
- D** Empfehlenswerte Methode für invaginerendes Stripping

- (*) **E** En caso que la extracción por invaginación provoque rotura de la vena, recuperar el extractor mediante esta sutura y proceder con la extracción por método convencional
- (*) **F** Si la veine casse pendant l'intervention, revenir en arrière en tirant sur le fil de rappel précédemment fixé et recommencer l'opération de la même manière, ou bien opérer de façon conventionnelle en utilisant les olives.



- (*) **UK** In case vein breaks during invagination stripping, cable should be removed by pulling the suture previously fixed on the hole at the cable end.

- (*) **I** Qualora la vena si lacerasse durante la estrazione per invaginazione, sfilare la sutura prima allacciata nel buco alla fine del cavo.

- (*) **D** Falls bei einer Extrahierung durch invagination eine Vene reißt, soll die Strippe durch diese Naht zurückgewonnen werden und dann wird die Extrahierung auf konventionelle Art vorgenommen.

E CARACTERISTICAS:

- Construido enteramente en poliamida
- Resistencia media de la tracción: 47 kg
- Radiopaco (64 Kv, 0,15 mA aprox.)
- Diseño y acabados para facilitar la introducción y el deslizamiento
- Esterilizado por Oxido de Etileno
- Cada equipo consta de: 2 cables longitud 100 cm; 3 ojivas 9,5 - 12,8 - 15,4 mm de diámetro; 1 tirador
- Diámetro del introductor: 3,25 mm
- Diámetro del cable: 1,5 mm

I CARATTERISTICHE:

- Costruito interamente in poliammide
- Resistenza dell'estrattore alla trazione, mezza 47 Kg
- Radiopaco (64 Kv, 0,15 mA circa)
- Disegno e finiture per agevolarne l'introduzione e lo scorrimento
- Sterilizzato con ossido di etilene
- Ogni set si compone di: 2 cavi 100 cm di lunghezza; 3 ogive da 9,5 - 12,8 e 15,4 mm di diametro; 1 tirante
- Diametro dell'introduttore 3,25 mm
- Diametro del cavo: 1,5 mm

F CARACTÉRISTIQUES:

- Entièrement fabriqué en polyamide
- Résistance minimale de l'extracteur à la traction: 47 Kg
- Radio-opaque aux rayons (64 Kv, 0,15 mA environ)
- Design et finitions destiné à faciliter l'introduction et le déplacement
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- Chaque plateau comprend: 2 câbles de 100 cm de long.; 3 ogives 9,5 - 12,8 et 15,4 mm de diamètre; 1 tirette
- Diamètre de l'introduteur 3,25 mm
- Diamètre du câble: 1,5 mm

D EINGENSCHAFTEN:

- Vollständig aus Polyamid hergestellt
- Zugfestigkeit des Venenabziehers mittel 47 Kg
- Röntgenstrahlenundurchlässig (64 kV, ca. 0,15 mA)
- Formgebung und Oberflächenbehandlung zur Erleichterung der Einführung und des Gleitens
- Mit Aethylen-Oxyd sterilisiert
- Jede Ausstattung besteht aus zwei 100 cm langen Kabeln. Drei Kopfstücke zu je 9,5 - 12,8 und 15,4 mm Ø, ein Handgriff
- Durchmesser der Einführer 3,25 mm
- Kabeldurchmesser 1,5 mm

UK CHARACTERISTICS:

- Built completely of polyamide
- Extractor medium tensile strength 47 Kgs
- Radiopaque (at 64 kV approx. 0,15 mA)
- Design and finishing to facilitate introduction and sliding
- Sterilized by ethylene oxide
- Each set consists of: 2 cables, 100 cm length; 3 olives 9,5 - 12,8 and 15,4 diameter; 1 handle
- Introducer diameter 3,25 mm
- Cable diameter 1,5 mm

E	Extracción convencional	Extracción por invaginación
F	Extraction conventionnelle	Extraction par invagination
UK	Conventional stripping	Invagination stripping
I	Estrazione convenzionale	Estrazione per invaginazione
D	Konventionells Stripping	Invaginerendes Stripping

REF. VE022

REF. VE025

- E** Presentación: Caja de 12 unidades
- F** Présentation: 12 unités par boîte
- UK** Packing: 12 units box
- I** Confezione: 12 unità per scatola
- D** Aufmachung: 12 Stück pro Schachtel

FABRICADO POR / FABRIQUÉ PAR / MANUFACTURED BY:
 PRODOTTO DA / HERGESTELLT VON:



TELIC, S.A.
 Polígono Industrial CAN BARRI
 C/. Molí d'en Barri, 7-9
 E-08415 BIGUES
 BARCELONA (Spain)
 Tel. +34 93 865 61 25
 Fax +34 93 865 62 46
 E-mail: telic@telic.es
 http://www.telic.es



Medizintechnik Handel GmbH
 Gutshof 15-17
 D-34270 Schauenburg-Hoof
 Telefon 05601 - 9299 - 0
 Telefax 05601 - 9299 - 44

PRODUCTO CERTIFICADO / CERTIFIED PRODUCT

