

# Hygiene

Ausgabe 2010


- Supersaugtücher

OPERATION **DryMax**<sup>®</sup>

**ABSORBEST**

TapMed Medizintechnik Handels GmbH  
Gutshof 15-17  
34270 Schauenburg-Hoof  
Telefon 05601-9299-0  
Telefax 05601-9299-44  
[www.tapmed.de](http://www.tapmed.de)  
[info@tapmed.de](mailto:info@tapmed.de)

TapMed 



## F20241

DryMax2.4


Maße: 72 cm x 37 cm

Maximale Aufnahme: saline Flüssigkeit: 3500 ml, Wasser 8000 ml

Aufbau: beidseitig durchlässig

Verpackungseinheit (VE) = 100 Stück

OPERATION  
**DryMax**  
**24**



## F20243

DryMax TRIPLE

Maße: 216 cm x 37 cm,


Maximale Aufnahme (Segmente zusammen):

saline Flüssigkeit: 6000 ml, Wasser 15000 ml

Aufbau: beidseitig durchlässig

Verpackungseinheit (VE) = 40 Stück

OPERATION  
**DryMax**  
**TRIPLE**



## F22201

DryMax XL


Maße: 100 cm x 75 cm

Maximale Aufnahme: saline Flüssigkeit: 2000 ml, Wasser 2000 ml

Aufbau: einseitig durchlässig, Folienrückseite

Verpackungseinheit (VE) = 50 Stück

OPERATION  
**DryMax**  
**XL**



## F22202

DryMax CombiMat

Maße: 100 cm x 110 cm,


Maximale Aufnahme: saline Flüssigkeit: 7500 ml, Wasser 15000 ml

Aufbau: beidseitig durchlässig

Verpackungseinheit (VE) = 30 Stück

OPERATION  
**DryMax**  
**COMBIMAT**

DryMax CombiMat ist eine Kombination aus XL und verlängertem 2.4



## F50241 - DryMax **STERIL** Maxi


Maße: 72 cm x 37 cm,

Maximale Aufnahme: saline Flüssigkeit: 2400 ml, Wasser 6000 ml

Aufbau: beidseitig durchlässig

Verpackungseinheit (VE) = 80 Stück

**DryMax**<sup>®</sup>  
STERILE



## F50243 - DryMax **STERIL** Maxi

### mit Fixierband


Maße: 72 cm x 37 cm,

Maximale Aufnahme: saline Flüssigkeit: 2400 ml, Wasser 6000 ml

Aufbau: beidseitig durchlässig

Verpackungseinheit (VE) = 80 Stück

**DryMax**<sup>®</sup>  
STERILE



## F50161 - DryMax **STERIL** Midi

Maße: 56 cm x 37 cm,

Maximale Aufnahme: saline Flüssigkeit: 1600 ml, Wasser 4000 ml

Aufbau: beidseitig durchlässig

Verpackungseinheit (VE) = 100 Stück

**DryMax**<sup>®</sup>  
STERILE



## F50163 - DryMax **STERIL** Midi

### mit Fixierband

Maße: 56 cm x 37 cm,

Maximale Aufnahme: saline Flüssigkeit: 1600 ml, Wasser 4000 ml

Aufbau: beidseitig durchlässig

Verpackungseinheit (VE) = 100 Stück


**DryMax**<sup>®</sup>  
STERILE

Durch die Entwicklung hochabsorbierender Polymere in Kombination mit innovativer Cellulose-technik steht eine einfache, preiswerte und effektive Methode zur Verfügung, um wässrige Flüssigkeiten hygienisch und sicher aufzunehmen und einzuschließen – DryMax, das absorbierende Einwegtuch.

Das DryMax-Tuch ist nur wenige Millimeter dick, hat jedoch ein einzigartiges Saugvermögen: z.B. im DryMax2.4 bis zu 40 Liter Wasser oder 16 Liter Spülflüssigkeit (0,9%ige Kochsalzlösung) pro Quadratmeter. Im Unterschied zu Schwammtüchern oder anderen herkömmlichen saugenden Materialien **bleibt die Flüssigkeit im Inneren des DryMax ohne zu tropfen!** Das ermöglicht eine sichere und effektive Entsorgung kontaminierter Flüssigkeiten.

Mit "DryMax STERIL" können bei Operationen und Untersuchungen ergänzend zur Wundbehandlung im sterilen Bereich Flüssigkeiten aufgenommen werden. Diese werden hygienisch und sicher gebunden - tropffrei!

Mit den DryMax - Supersaugtüchern verkürzen Sie insgesamt auch die Vorbereitungs- und Reinigungszeiten.



Überall da, wo wässrige Flüssigkeiten (z.B. Spülflüssigkeit, Urin, Blut) hygienisch und sicher entfernt werden müssen.....

Die überzeugende Lösung für Flüssigkeiten im OP

**OPERATION DryMax®**

Die Alternative zu Baumwolle und Wäscherei, zu Bodensauger und aufwändiger Technik.



## Der Standard

F20241 - DryMax2.4



## Die Vielseitigen

F22201 - DryMax XL

F22202 - DryMax CombiMat

F20243 - DryMax TRIPLE



## Die Sterilen

F50241 - DryMax **STERIL** Maxi

F50243 - DryMax **STERIL** Maxi  
mit Fixierband

F50161 - DryMax **STERIL** Midi

F50163 - DryMax **STERIL** Midi  
mit Fixierband

Das gibt es auch bei TapMed:  
Patientenlagerung  
(Dekubitusprophylaxe)  
und Patientenpositionierung im OP  
mit OASIS, OASIS Elite, AZURE,  
FUSION, ProneView, VacPac.

Mehr unter 08000-TAPMED  
(08000-827633)  
oder [www.tapmed.de](http://www.tapmed.de)