

IceBand auf einen Blick

- kühlende Kompressionsbandage
- gegen Schmerzen und Entzündungen
- vermindert Schwellungen
- fördert die Heilung
- wirkt bis zu sechs Wochen nach einer Verletzung oder Operation
- ideal auch nach Krankengymnastik und Physiotherapie
- einfache Anwendung je nach Bedarf
- optimaler Sitz durch Klettverschlüsse
- unauffällig unter der Kleidung zu tragen
- preisgünstig

IceBand ist auch im Sport immer dabei

Sporttherapeuten aus aller Welt verwenden **IceBand** zum Beispiel bei:

- den Leichtathletik-Europameisterschaften 2006 in Göteborg,
 - der Fußball EM 2008 in Österreich und der Schweiz,
 - den Olympischen Spielen 2008 in Peking
- und vielen weiteren Veranstaltungen.

Sortiment	Artikel-Nummer	Preis*
IceBand Knie: Kühl- und Kompressionsbandage mit 4 Eis-Akkus	IB-4005	21,80 €
IceBand Schulter: Kühl- und Kompressionsbandage mit 4 Eis-Akkus (auch mit dazu passender Armschlinge erhältlich)	IB-4006-U	27,25 €
IceBand Fuß: Kühl- und Kompressionsbandage mit 4 Gel-Akkus	IB-4008	32,75 €

*Preis inklusive 19% Mehrwertsteuer

Erhältlich in Sanitätshäusern und direkt bei **TapMed** Medizintechnik Handels GmbH. Tel. 05601-9299-0 oder im Internet unter www.tapmed.de

Überreicht von

TapMed ✓

CE Hersteller: IB Medical AB, Schweden




TapMed ✓

Schnell wieder fit!

IceBand für Schulter, Knie und Fuß



Schnell wieder fit!



✓ Schnelle Hilfe

Nach einer Verletzung oder Operation ist es wichtig, schnell wieder mobil zu werden. Dabei hilft die kühlende Kompressionsbandage **IceBand**.

Sie lindert den Schmerz, vermindert Schwellungen und fördert eine schnelle Heilung. Ob für Schulter, Knie oder Fuß – IceBand ist ganz einfach anzulegen und wirkt bereits nach 20 Minuten.

IceBand hilft:

- sofort nach einer Operation
- bei akuten Verletzungen
- nach Krankengymnastik und Physiotherapie

✓ Einfache Anwendung

Die gefrorenen Kühl-Akkus in die dafür vorgesehenen Taschen der Bandage schieben. **IceBand** nach Anleitung anlegen und mit den Klettverschlüssen fixieren.

Für eine optimale Wirkung sollte **IceBand** 20 bis 60 Minuten angewendet werden. Je nach Bedarf kann die Bandage auch mehrmals täglich angelegt werden, die Kühlung ist unbedenklich.

IceBand kann auch unauffällig unter der Kleidung getragen werden und lässt sich bis zu 30-mal verwenden.

Aus hygienischen Gründen ist **IceBand** nur für eine Person bestimmt.

✓ Eiskalte Wirkung

IceBand verbindet zwei Schlüsselkomponenten für eine schnelle Heilung: Kühlung + Kompression. Kühlung reduziert den Stoffwechsel und hat eine schmerzstillende und entzündungshemmende Wirkung – und dies bis zu sechs Wochen nach der Verletzung oder dem operativen Eingriff. In Verbindung mit der Kompression werden Schwellungen und Gewebeschäden vermindert.

Gegenanzeigen:

IceBand darf nicht bei Kälteallergie, Raynaud-Syndrom und Kryoglobulinämie angewendet werden. Wenn Sie unsicher sind, ob IceBand für Sie geeignet ist, wenden Sie sich vor der Anwendung an Ihren Arzt.

IceBand für Schulter und Knie