




Synovis™  
Micro Companies Alliance

**Erleichterung in der Mikrochirurgie:**




## Gefäßkopplung

Die Gefäßkoppler sind dauerhafte Implantate zur Anastomose und Stützung kleiner Blutgefäße. Kopplerringe gibt es von 1 bis 4 mm Durchmesser.



Schnell und zuverlässig ist der Koppler ideal für die End-zu-End-Anastomose und End-zu-Seit-Anastomose.



- Kein Nähen mehr - verbinden Sie Gefäße mit Kopplungsringen.
- Zeitersparnis - geringere Ischämiezeit.
- Weniger postoperative Thrombosen.
- Mehr Stabilität bei Zugbelastung.
- Mehr Sicherheit - Schutz vor Kollabieren der Gefäße.



**Jetzt 7 Größen!**

CE  
0086

Bitte dieses Formular als Fax oder Brief an uns senden, und den Absender bitte nicht vergessen!

**(FAX -) Antwort**  
**05601-9299-44 FAX**  
**05601-9299-0 Telefon**

TapMed Medizintechnik  
Handel GmbH  
Gutshof 15-17  
34270 Schauenburg-Hoof

Absender:

Abteilung:

Ansprechpartner/in:

Telefon:

Telefax:

- Ja, ich möchte mehr Informationen zum Gefäßkoppler von Synovis**
  
- Ich habe noch weitere Fragen, bitte rufen Sie mich an**
  
- Ich möchte besucht werden, bitte vereinbaren Sie einen Termin**
  - mit mir**
  - mit dem Sekretariat**

**Mich interessiert außerdem:**

- Narbenpflaster activ'M von M-Technologies**
- Micro-Clips von Synovis**
- Instrumente für die Plastische Chirurgie von STILLE**
- Fettabsaugsystem PAL von MicroAire**
- Kompressionskleidung DesignVeronique**

---

[www.tapmed.de](http://www.tapmed.de)