



COREMEC® Mundhygiene

TapMed ✓
Medizintechnik Handels GmbH

Vorwort

Der speziellen Mundpflege gilt besonders bei beatmeten Patienten große Aufmerksamkeit. Geeignete Reinigungs- und Pflegemittel helfen, das Risiko für den Patienten an einer ventilatorassoziierten Pneumonie (VAP) zu erkranken deutlich zu senken.

Zur Bekämpfung von Krankheitserregern im Mundraum werden alternativ zwei unterschiedliche Mittel verwendet. Bei TapMed finden Sie ein umfassendes Sortiment hochwertiger Produkte sowohl mit Chlorhexidin (Hygi-Col C-Solution) als auch Cetylpyridiniumchlorid (Hygi-Col GAMMA-Solution).



Inhaltsverzeichnis

Mundpflegeprodukte als Einzelkomponente	03
Mundpflegesets mit Cetylpyridiniumchlorid	04-05
Mundpflegesets mit Chlorhexidin.....	06-09
Pflegestandard und Notizen	10-11

Legende



Einmalprodukt



CE - zertifiziert


Rev. 01 / 11-2022

Mundtupfer

Mit dem weichen Schaumstoffkopf lösen Sie schonend Ablagerungen und Schleim. Gleichzeitig wird die Durchblutung der Mundschleimhaut angeregt, ohne diese zu verletzen.

Anwendungsbereiche:

Reinigung der Mundhöhle sowie Auftragen von Medikamenten, Speichelflußanregung und Schluckförderung




Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
A9000-1000	Mundtupfer, einzeln verpackt	unbehandelt, rosa	1000 Stück
A9100-1000	Mundtupfer, einzeln verpackt	behandelt*, grün	1000 Stück

Absaugtupfer

Zur Mundpflege bei Intensivpatienten.

Die besondere Konstruktion der Absaugtupfer ermöglicht eine gründliche Reinigung bis in die hinteren Bereiche der Mundhöhle und verhindert das Festsaugen an der Schleimhaut. Die Aufsätze säubern den Mundraum und stimulieren zugleich die Mundschleimhaut.




Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
C9010-500	Absaugtupfer, einzeln verpackt	unbehandelt	500 Stück
C9010-100	Absaugtupfer, einzeln verpackt	unbehandelt	100 Stück
C9110-500	Absaugtupfer, einzeln verpackt	behandelt*	500 Stück
C9110-100	Absaugtupfer, einzeln verpackt	behandelt*	100 Stück

Absaugzahnbürste

Zur Mundpflege bei Intensivpatienten mit Zahnbestand.

Die weiche Bürste entfernt schonend Beläge ohne das Zahnfleisch zu verletzen. Durch das Schwämmchen werden Ablagerungen und Schleim gelöst, bei gleichzeitiger Absaugung wird die Durchblutung der Mundschleimhaut angeregt, ohne diese zu belasten.



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
D9011-500	Absaugzahnbürste, einzeln verpackt	unbehandelt	500 Stück
D9011-100	Absaugzahnbürste, einzeln verpackt	unbehandelt	100 Stück
D9111-500	Absaugzahnbürste, einzeln verpackt	behandelt*	500 Stück
D9111-100	Absaugzahnbürste, einzeln verpackt	behandelt*	100 Stück

* Keimreduzierende Mundspülung mit frischem Minzgeschmack

Q8 24-Stunden-Komplett-Set

Das Systempflege-Set besteht aus 3 Mundhygiene-Sets für eine Pflege alle 8 Stunden. Diese erleichtern das Einhalten der Pflegerichtlinien. Jedes Komplett-Set enthält alle Pflegeutensilien, um einen Intensivpatienten für 24 Stunden optimal zu versorgen.

2 Mundhygiene-Sets bestehend aus je:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreibbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution

1 Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugtupfer
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreibbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter




Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K14578G/C	Q8 24-Stunden-Komplett-Set	für eine Mundpflege alle 8 Stunden	48 Sets

Absaugtupfer-System

zur Mundpflege bei Intensivpatienten.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Absaugtupfer
- 1 Aufreibbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter




Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K3378G	Absaugtupfer-System	zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets

Absaugzahnbürste-Absaugtupfer-System

zur Mundpflege bei Intensivpatienten mit Zahnbestand.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Absaugtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



⊗ CE


Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K3578G	Absaugzahnbürste-Absaugtupfer-System	zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets

Absaugzahnbürste-Mundtupfer-System

zur Mundpflege bei Intensivpatienten mit Zahnbestand.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



⊗ CE


Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K1578G	Absaugzahnbürste-Mundtupfer-System	zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets

Mundtupfer-System

zur Mundpflege

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



⊗ CE

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K1178G	Mundtupfer-System	zur Mundpflege	144 Sets

Q8 24-Stunden-Komplett-Set

Das Systempflege-Set besteht aus 3 Mundhygiene-Sets für eine Pflege alle 8 Stunden. Diese erleichtern das Einhalten der Pflegerichtlinien. Jedes Komplett-Set enthält alle Pflegeutensilien, um einen Intensivpatienten für 24 Stunden optimal zu versorgen.

2 Mundhygiene-Sets bestehend aus je:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreibbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution

1 Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugtupfer
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreibbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K14578C-48	Q8 24-Stunden-Komplett-Set	für eine Mundpflege alle 8 Stunden, geeignet für beatmete Intensiv- und Risikopatienten	48 Sets

Q4 24-Stunden-Komplett-Set

Dieses Systempflege-Set besteht aus 6 Mundhygiene-Sets für eine Pflege alle 4 Stunden. Diese sind besonders für Patienten geeignet, bei denen eine häufigere Mundpflege erforderlich ist. Jedes Set enthält alle Pflegeutensilien, um einen Intensivpatienten für 24 Stunden optimal zu versorgen.

2 Mundhygiene-Sets bestehend aus je:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreibbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution

4 Mundhygiene-Sets bestehend aus:

- 1 Absaugtupfer
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreibbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter




Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
Q4D	Q4 24-Stunden-Komplett-Set	für eine Mundpflege alle 4 Stunden, geeignet für beatmete Intensiv- und Risikopatienten	24 Sets

Absaugtupfer-Mundtupfer-System

zur Mundpflege bei Intensivpatienten.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Absaugtupfer behandelt
- 1 Mundtupfer unbehandelt
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter




Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K14478-144	Absaugtupfer-Mundtupfer-System	zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets

Absaugtupfer-System

zur Mundpflege bei Intensivpatienten.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Absaugtupfer behandelt
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K4478BIC	Absaugtupfer-System	zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets

Absaugtupfer-System

zur Mundpflege bei Intensivpatienten.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Absaugtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter




Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K3378-144	Absaugtupfer-System	zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets

Absaugzahnbürste-Absaugtupfer-System

zur Mundpflege bei Intensivpatienten mit Zahnbestand.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Absaugtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter




Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K3578-144	Absaugzahnbürste-Absaugtupfer-System	zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets

Absaugzahnbürste-Mundtupfer-System

zur Mundpflege bei Intensivpatienten mit Zahnbestand.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K1578-144	Absaugzahnbürste-Mundtupfer-System	zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets

Mundtupfer-System

zur Mundpflege

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
K1178-144	Mundtupfer-System	zur Mundpflege	144 Sets

Pflegestandards unter hygienischen Gesichtspunkten

Fordern Sie direkt Ihr persönliches Exemplar „Präventive Patientenhygiene“ an:
Tel. +49 (0) 5606 53060-0 | hygiene@tapmed.de



Jetzt PDF runterladen



Auch als
Download
verfügbar!



**Ihre Ansprechpartner für die Abteilung Patientenversorgung.
Wir beraten Sie gerne!**



Natalie Freudenstein

Tel. +49 (0) 5606 53060-0
natalie.freudenstein@tapmed.de



Charlotte Tegethoff

Tel. +49 (0) 5606 53060-0
charlotte.tegethoff@tapmed.de



Ulrike Kahl

Tel. +49 (0) 5606 53060-0
ulrike.kahl@tapmed.de



TapMed 
Medizintechnik Handels GmbH

Gewerbepark 10 · 34317 Habichtswald-Ehlen
www.tapmed.de · info@tapmed.de