



DryMax® Super-Saugtücher

 Absorbest

TapMed 
Medizintechnik Handels GmbH

DryMax®, das superabsorbierende Saugtuch zur Aufnahme wässriger Flüssigkeiten.

DryMax® schließt Flüssigkeiten sicher und hygienisch ein, ohne zu tropfen. Hochabsorbierende Polymere, umschlossen von einer innovativen Cellulosehülle, bieten bei DryMax® 2.4, DryMax® Triple und DryMax® CombiMat die einfache, preiswerte und effektive Methode, um wässrige Flüssigkeiten hygienisch und sicher aufzunehmen.

DryMax® STERIL – das supersaugfähige Tuch ist als Patientenunterlage klassifiziert. Das Tuch kann für eine sichere und trockene Arbeitsumgebung auf dem OP-Tisch sorgen und mittels Klebestreifen direkt am OP-Feld befestigt werden.

Die unsterile Patientenunterlage DryMax® Comfort kann überall dort zum Einsatz kommen, wo Patienten behandelt werden – sei es stationär oder ambulant.

Für eine verbesserte Hygiene und Infektionskontrolle sind die unterschiedlichen Varianten der DryMax® Super-Saugtücher kombinierbar.

Wir sind für Sie da!



+49 5606 53060-0



www.tapmed.de



+49 5606 53060-44



info@tapmed.de



DryMax® 2.4



DryMax® 2.4 ist ein beidseitig superabsorbierendes Saugtuch für Operationsräume. Es kann unter dem Operationstisch, vor oder neben den Füßen des chirurgischen Teams platziert werden.

Dieses Super-Saugtuch kann große Mengen an Flüssigkeit absorbieren: bis zu 9 Liter Wasser oder 3,5 Liter Kochsalzlösung. Während der Absorption bindet das Granulat im Inneren des Tuches Flüssigkeiten zu Gel.

DryMax® 2.4 hilft das Risiko einer Kontamination zu reduzieren.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm	Inhalt je VE
F20241-100	DryMax® 2.4 - Super-Saugtuch	720 x 370	100 Stück
F20241	DryMax® 2.4 - Super-Saugtuch	720 x 370	100 Stück (4x25)

DryMax® Triple



DryMax® TRIPLE ist ein aus drei Segmenten verbundenes, beidseitig superabsorbierendes Saugtuch. Es kann verschiedenartig zusammen-, oder auseinandergefaltet, sowie entlang des Operationstisches platziert werden. DryMax® TRIPLE ist vor oder neben den Füßen des Operationsteams positionierbar. Während der Absorption bindet das Granulat im Inneren des Tuches Flüssigkeiten zu Gel.

Dieses Super-Saugtuch bindet bis zu 15 Liter Wasser oder 6 Liter Kochsalzlösung.

DryMax® TRIPLE hilft das Risiko einer Kontamination zu reduzieren.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm	Inhalt je VE
F20243	DryMax® Triple - Super-Saugtuch	2160 x 370	40 Stück

DryMax® XL



DryMax® XL eignet sich, um schnell und effizient Wasser, Spülflüssigkeit, Blut, Urin und andere in Untersuchungs- und Operationsräumen auftretende Flüssigkeiten aufzunehmen. Der Einsatz unter dem Spülbeckenbereich ist ideal.

Das saugstarke Tuch ist auf trockenem Boden zu verwenden. Die Anti-Rutsch-Sperrschicht des Tuches hilft Durchsickern von Flüssigkeiten zu verhindern.

DryMax® ist zuschneid- und begehrbar und kann im normalen Krankenhausmüll entsorgt werden. Das Tuch kann bis zu 2 Liter Wasser oder 2 Liter Kochsalzlösung aufnehmen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm	Inhalt je VE
F22201	DryMax® XL - Saugstarkes Tuch	1000 x 750	50 Stück (5x10)


DryMax® CombiMat



DryMax® CombiMat wurde für ein besseres und trockeneres Arbeitsumfeld in Untersuchungs- und Operationsräumen entwickelt. Der weiße, absorbierende Bereich ist begehrbar.

Das Super-Saugtuch ist auf trockenem Boden zu verwenden. Die Anti-Rutsch-Sperrschicht des Tuches hilft Durchsickern von Flüssigkeiten zu verhindern.

DryMax® CombiMat kann große Mengen an Flüssigkeit absorbieren: bis zu 15 Liter Wasser oder 7 Liter Kochsalzlösung. Während der Absorption bindet das Granulat im Inneren des grünen Tuchbereiches Flüssigkeiten zu Gel.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm	Inhalt je VE
F22202	DryMax® CombiMat - Super-Saugtuch	1100 x 1000	30 Stück

DryMax® Comfort



DryMax® Comfort nimmt Flüssigkeiten während der ambulanten oder stationären Behandlung auf Untersuchungs- und Operationstischen effizient auf. Die Auflage sorgt für eine stets trockene Umgebung und verhindert den Kontakt zwischen Patient und Flüssigkeit. Das schützt vor Auskühlung und erhöht den Liegekomfort deutlich.

Die unsterilen Tücher können bis zu 6 Liter Wasser oder 2,4 Liter Kochsalzlösung aufnehmen.

Dank der praktischen Größe lässt sich DryMax® Comfort bei Bedarf schnell austauschen. So müssen Patienten seltener umgelagert und die Bettwäsche weniger oft gewechselt werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm	Inhalt je VE
F20261	DryMax® Comfort - Für Bett und OP-Tisch - nicht steril	720 x 370	100 Stück (4x25)

DryMax® STERIL




Die DryMax® STERIL-Saugtücher schließen große Mengen an Flüssigkeit wie Kochsalzlösung, Urin, Fruchtwasser und Blut ohne zu Tropfen ein.

Die Tücher können auf Untersuchungs- und Operationstischen verwendet werden und sind beidseitig saugfähig.

Die Tücher gibt es in zwei Größen mit und ohne Klebestreifen zur Befestigung am OP-Feld.

DryMax® STERIL hilft das Risiko einer Kontamination zu reduzieren.

Auf diese Weise tragen die Tücher zur Infektionskontrolle und Patientensicherheit direkt am OP-Feld bei.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm	Inhalt je VE
F50241	DryMax® STERIL Maxi Saugleistung: Bis zu 6 l Wasser oder 2,4 l Kochsalzlösung	720 x 370	80 Stück (2x40)
F50243	DryMax® STERIL Maxi mit Fixierband Saugleistung: Bis zu 6 l Wasser oder 2,4 l Kochsalzlösung	720 x 370	80 Stück (2x40)
F50161	DryMax® STERIL Midi Saugleistung: Bis zu 4 l Wasser oder 1,6 l Kochsalzlösung	560 x 370	100 Stück (2x50)
F50163	DryMax® STERIL Midi mit Fixierband Saugleistung: Bis zu 4 l Wasser oder 1,6 l Kochsalzlösung	560 x 370	100 Stück (2x50)

TapMed 
Medizintechnik Handels GmbH