

# Schnellinfo

## Nelo Universal-Positionierhilfe

Positionierung von  
Kopf bis Fuß



Nelo ist eine universelle Positionierhilfe. Sie lässt sich so anpassen, dass sie jeden Körperteil stützt und dabei gleichzeitig die erforderliche Stabilität, den Komfort, die Entlastung und eine neutrale Körperhaltung bietet. Der zweilagige Aufbau wirkt einem Durchliegen entgegen und sorgt für eine konstante Druckentlastung.

Nelo wird aus bewährten, hochwertigen und langlebigen Materialien hergestellt, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort gewährleisten. Nelo kann geformt, gerollt und gefaltet werden und ermöglicht so eine maßgeschneiderte Unterstützung für individuelle Patientenbedürfnisse. Durch die Formbarkeit passt sich Nelo an die Körperkonturen an und bietet zusätzliche Unterstützung und Stabilität. Nelo ist in drei Größen erhältlich.

### Vorteile

- Unterstützt eine neutrale Körperhaltung
- Konstante Druckentlastung
- Vielseitig einsetzbar
- Verhindert Durchliegen
- Formbar, rollbar und faltbar
- Zweilagiges Design für Unterstützung, Stabilität und Formbarkeit
- Leicht zu reinigen und einfach zu handhaben



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Maße in mm (B x T x H)	Stückzahl je VE
NE100	Nelo Universal-Positionierhilfe, klein	180 x 180 x 45	1 Stück
NE200	Nelo Universal-Positionierhilfe, mittel	240 x 490 x 40	1 Stück
NE300	Nelo Universal-Positionierhilfe, groß	440 x 590 x 40	1 Stück

Die Gebrauchsanweisung des Produktes ist zu beachten.