

STILLE Produktreihe Ergo

Beschreibung	Artikel-Code
STILLE BLEPHAROPLASTIK ERGO SUPER CUT SCHERE, gebogen, 9,5 cm	101-8019-2
STILLE RAGNELL ERGO SUPER CUT SCHERE, gebogen, 9,5 cm	101-8031-2
STILLE JABALEY ERGO SUPER CUT SCHERE, gerade, 12,5 cm	101-8060-2
STILLE JABALEY ERGO SUPER CUT SCHERE, gebogen, 12,5 cm	101-8062-2
STILLE MAYO ERGO SUPER CUT SCHERE, abgerundete Branchen, gebogen, 15 cm	101-8087-152
STILLE MAYO ERGO SUPER CUT SCHERE, abgerundete Branchen, gebogen, 17 cm	101-8087-172
STILLE BABY METZENBAUM ERGO SUPER CUT SCHERE, gebogen, 12,5 cm	101-8163-2
STILLE STEVENS TENOTOMIE ERGO SUPER CUT SCHERE, gerade, 12,5 cm	101-8166-2
STILLE STEVENS TENOTOMIE ERGO SUPER CUT SCHERE, gebogen, 12,5 cm	101-8167-2
STILLE STEVENS TENOTOMIE ERGO SUPER CUT SCHERE, gebogen, 15 cm	101-8167-152
STILLE STEVENS TENOTOMIE ERGO SUPER CUT SCHERE, gebogen, 18 cm	101-8167-182
STILLE METZENBAUM ERGO SUPER CUT, gebogen, 15 cm	101-8175-152
STILLE METZENBAUM ERGO SUPER CUT, gebogen, 18 cm	101-8175-182
STILLE RAGNELL ERGO SUPER CUT, gebogen, 12,5 cm	101-8380-122
STILLE RAGNELL ERGO SUPER CUT, gebogen, 15 cm	101-8380-152
STILLE GORNEY FACELIFT ERGO SCHERE SUPER CUT, gerade, 17 cm	101-8430-172
STILLE GORNEY FACELIFT ERGO SCHERE SUPER CUT, gebogen, 17 cm	101-8431-172
STILLE GORNEY FACELIFT ERGO SCHERE SUPER CUT, gebogen, 20 cm	101-8433-202
STILLE GORNEY FACELIFT ERGO SCHERE SUPER CUT, gezahnt, gebogen, 20 cm	101-8435-202
STILLE FREEMAN FACELIFT ERGO SCHERE SUPER CUT, gebogen, 18 cm	101-8445-18
STILLE MATARASSO FACELIFT ERGO SCHERE SUPER CUT, gebogen, 17 cm	101-8458-172
STILLE MATARASSO FACELIFT ERGO SCHERE SUPER CUT, gebogen, 20 cm	101-8458-202

Stille – Chirurgie in Perfektion

STILLE ist einer der ältesten Hersteller von chirurgischen Instrumenten weltweit. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen unsere patentrechtlich geschützten, qualitativ hochwertigen chirurgischen Instrumente und Spezialtische für weltweit führende Chirurgen – und das seit über 170 Jahren.

Das Sortiment der Firma STILLE besteht aus starken Marken und Produkten, die für ihre hohe Qualität bekannt sind. Unseren Schwerpunkt haben wir auf zwei Geschäftsbereiche verlagert: Chirurgie und Patientenpositionierung.

Viele Chirurgen auf der ganzen Welt sehen die chirurgischen Instrumente von STILLE als absolute Spitzentechnologie an. Alle STILLE Instrumente werden von fachkundigen Medizintechnikern in vollendeter Handwerkskunst im schwedischen Eskilstuna angefertigt.

Unsere Instrumente erkennt man an ihrem schlanken Design und ihrer ausgezeichneten Balance. Durch ihre hochglanzpolierten Oberflächen und ihre filigrane Konstruktion wiegen STILLE Instrumente weniger und sind einfacher zu reinigen. Dadurch wiederum sind sie besser vor Verfärbungen und Oxidation geschützt. All diese Vorteile verleihen unseren Instrumenten eine einzigartige, herausragende Haptik.



Chirurgie in Perfektion. Ein Leben lang.

STILLE AB
Gustav III:s Boulevard 42
SE-169 73 Solna, Schweden
Telefon: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
info@stille.se


www.stille.se

STILLE Surgical Inc.
943 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
USA
Telefon: +1 800 665 1614

Vertrieb durch:

VERKAUF TapMed
Medizintechnik Handels GmbH
Gewerbepark 10
34317 Halbstadt-Ehlen
GERMANY
Tel: +49 (0)5606 53060-0
Fax: +49 (0)5606 53060-44
www.tapmed.de

Art.-Nr.: 950-101Ergo-12DE-01 © 2012-09-14 Stille. Alle Rechte vorbehalten.




Ergo-Scheren von STILLE

Mehr Komfort, identische Präzision



Chirurgie in Perfektion. Ein Leben lang.

Weniger Ermüdung, mehr Komfort



Ein ergonomisches Design, das dafür sorgt, dass Sie auch bei zeitaufwendigen Eingriffen beste Leistungen von höchster Präzision erbringen.

Chirurgische Scheren werden für gewöhnlich mit dem Präzisionsgriff gehalten, also mit dem Daumen und dem Mittel- oder Ringfinger. Bei Scheren mit einem traditionellen Design nimmt die Hand auf Dauer eine sehr angestrenzte Position ein. Wird die Schere über längere Zeit oder wiederholt eingesetzt, so kann die Hand des Chirurgen verkrampfen oder ermüden.

Um einen Griff zu gewährleisten, der so weit wie möglich der natürlichen Ruheposition der Hand ähnelt, hat STILLE ein Sortiment an Scheren mit mehr Platz zwischen den Fingerlochringen entwickelt als bei traditionellen Scheren. Die Ergo-Scheren von STILLE bieten den Vorteil, dass die Hand des Chirurgen selbst bei zeitaufwendigen Eingriffen nicht so schnell ermüdet. Folglich werden Schmerzen im Handgelenk vermieden und das Risiko einer Arthritis minimiert.

Das Präparieren geht einfacher und mit weniger Kraftanstrengung von der Hand.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.stille.se



Ergo-Scheren von STILLE

- Ergonomisches Design zur Vermeidung von Ermüdung
- 30 Jahre Garantie auf alle STILLE Instrumente (für die Dauer Ihrer chirurgischen Laufbahn)
- Inklusive kostenfreiem Service-Gutschein

