

Mikro-Instrumente von STILLE

Einzigartige Leistung, herausragende Präzision



Chirurgie in Perfektion. Ein Leben lang.

Mikro-Instrumente auf dem neuesten Stand der Technik



Handgefertigte Instrumente von
höchster Qualität mit der einzigartigen
Garantiezeit von 30 Jahren der Firma
STILLE

Mikro-Scheren von STILLE

Zum Mikro-Scheren-Programm von STILLE gehören gerade und gebogene Modelle in unterschiedlichen Längen sowie Gefäßscheren mit verschiedenen Branchengrößen und Winkeln. Alle Modelle werden mit dem Original STILLE SuperCut Schliff hergestellt und bieten dadurch eine höhere Schneideleistung in Weichgewebe.

Die Gelenkschraube ist so konzipiert, dass sie bei der Wartung entfernt werden kann und dadurch nach dem Service dieselben Höchstleistungen bietet wie im Neuzustand.

Mikro-Pinzetten von STILLE

Alle Mikro-Pinzetten von STILLE überzeugen durch dieselbe einzigartige Haptik wie die Standard-Pinzette von STILLE – eine perfekte Federspannung kombiniert mit einer optimal ausgerichteten Pinzettenspitze und einer hervorragenden Detailarbeit. Unsere Pinzetten sind erhältlich mit Edelstahlspitzen oder mit STILLE Diamantbacken für ultimative Haltbarkeit.

Unser Produktsortiment umfasst Modelle mit oder ohne Fadenplatte, 1x2 Zähnen, Ringspitze und Gegengewicht sowie gerade und gebogene Modelle in unterschiedlichen Längen.

Mikro-Nadelhalter von STILLE

Die Mikro-Nadelhalter von STILLE sind in der Lage, feinste Wundnähte mit nur minimalem Fingerdruck des Chirurgen fest und sicher zu halten.

Alle Modelle verfügen über die STILLE Diamantbacken; die schwereren Nadelhalter sind darüber hinaus mit Hartmetallbacken ausgestattet. Sie sind in gerader oder gebogener Form, mit oder ohne Sperre und in vielen verschiedenen Längen verfügbar. Für Nähte der Größe 6-0 und feiner (schwerere Modelle für 1-0 bis 4-0).


Spezielle Modelle fertigen wir auf Wunsch an.

Mikro-Scheren von STILLE

* Alle Modelle werden mit runden Griffen geliefert.

Profil

Abbildung nicht in Originalgröße.




Beschreibung	Artikel-Code	Profilnummer
SCHERE MIT RUNDEN GRIFFEN, SCHARFEN SPITZEN, 13 mm Branchen, gerade, 15 cm	117-A110-15	1
SCHERE MIT RUNDEN GRIFFEN, SCHARFEN SPITZEN, 13 mm Branchen, gerade, 18 cm	117-A110-18	1
SCHERE MIT RUNDEN GRIFFEN, SCHARFEN SPITZEN, 14 mm Branchen, gerade, 21 cm	117-A110-21	1
SCHERE MIT RUNDEN GRIFFEN, STUMPFEN SPITZEN, 13 mm Branchen, gebogen, 15 cm	117-A111-15	2
SCHERE MIT RUNDEN GRIFFEN, STUMPFEN SPITZEN, 13 mm Branchen, gebogen, 18 cm	117-A111-18	2
SCHERE MIT RUNDEN GRIFFEN, STUMPFEN SPITZEN, 14 mm Branchen, gebogen, 21 cm	117-A111-21	2
SCHERE MIT RUNDEN GRIFFEN, 25° WINKEL, 11 mm Branchen, 18 cm	117-A120-25	3
SCHERE MIT RUNDEN GRIFFEN, 45° WINKEL, 11 mm Branchen, 18 cm	117-A120-45	4
SCHERE MIT RUNDEN GRIFFEN, 60° WINKEL, 11 mm Branchen, 18 cm	117-A120-60	5
SCHERE MIT RUNDEN GRIFFEN, 90° WINKEL, 11 mm Branchen, 18 cm	117-A120-90	6
SCHERE MIT RUNDEN GRIFFEN, 125° WINKEL, 11 mm Branchen, 18 cm	117-A120-125	7
SCHERE MIT RUNDEN GRIFFEN, 25° WINKEL, 7 mm extrafeinen Branchen, 18 cm	117-A125-25	8
SCHERE MIT RUNDEN GRIFFEN, 45° WINKEL, 7 mm extrafeinen Branchen, 18 cm	117-A125-45	9
SCHERE MIT RUNDEN GRIFFEN, 60° WINKEL, 7 mm extrafeinen Branchen, 18 cm	117-A125-60	10
SCHERE MIT RUNDEN GRIFFEN, 90° WINKEL, 7 mm extrafeinen Branchen, 18 cm	117-A125-90	11
SCHERE MIT RUNDEN GRIFFEN, 125° WINKEL, 7 mm extrafeinen Branchen, 18 cm	117-A125-125	12

Mikro-Nadelhalter von STILLE

* Alle Modelle werden mit runden Griffen geliefert.

Profil

Abbildung nicht in Originalgröße.




Beschreibung	Artikel-Code	Profil-nummer
NADELHALTER MIT RUNDEN GRIFFEN OHNE SPERRE, Diamantbacken, gerade, 15 cm	117-C110-15	1
NADELHALTER MIT RUNDEN GRIFFEN OHNE SPERRE, Diamantbacken, gerade, 18 cm	117-C110-18	1
NADELHALTER MIT RUNDEN GRIFFEN OHNE SPERRE, Diamantbacken, gerade, 21 cm	117-C110-21	1
NADELHALTER MIT RUNDEN GRIFFEN OHNE SPERRE, Diamantbacken, gerade, 23 cm	117-C110-23	1
NADELHALTER MIT RUNDEN GRIFFEN OHNE SPERRE, Diamantbacken, gebogen, 15 cm	117-C111-15	2
NADELHALTER MIT RUNDEN GRIFFEN OHNE SPERRE, Diamantbacken, gebogen, 18 cm	117-C111-18	2
NADELHALTER MIT RUNDEN GRIFFEN OHNE SPERRE, Diamantbacken, gebogen, 21 cm	117-C111-21	2
NADELHALTER MIT RUNDEN GRIFFEN OHNE SPERRE, Diamantbacken, gebogen, 23 cm	117-C111-23	2
NADELHALTER MIT RUNDEN GRIFFEN MIT SPERRE, Diamantbacken, gerade, 15 cm	117-C120-15	1
NADELHALTER MIT RUNDEN GRIFFEN MIT SPERRE, Diamantbacken, gerade, 18 cm	117-C120-18	1
NADELHALTER MIT RUNDEN GRIFFEN MIT SPERRE, Diamantbacken, gerade, 21 cm	117-C120-21	1
NADELHALTER MIT RUNDEN GRIFFEN MIT SPERRE, Diamantbacken, gerade, 23 cm	117-C120-23	1
NADELHALTER MIT RUNDEN GRIFFEN MIT SPERRE, Diamantbacken, gebogen, 15 cm	117-C121-15	2
NADELHALTER MIT RUNDEN GRIFFEN MIT SPERRE, Diamantbacken, gebogen, 18 cm	117-C121-18	2
NADELHALTER MIT RUNDEN GRIFFEN MIT SPERRE, Diamantbacken, gebogen, 21 cm	117-C121-21	2
NADELHALTER MIT RUNDEN GRIFFEN MIT SPERRE, Diamantbacken, gebogen, 23 cm	117-C121-23	2
NADELHALTER, SCHWERES MODELL OHNE SPERRE, Hartmetallbacken, gerade, 19 cm	117-C130-19	3
NADELHALTER, SCHWERES MODELL OHNE SPERRE, Hartmetallbacken, gerade, 23 cm	117-C130-23	3
NADELHALTER, SCHWERES MODELL OHNE SPERRE, Hartmetallbacken, gerade, 25 cm	117-C130-25	3
NADELHALTER, SCHWERES MODELL MIT SPERRE, Hartmetallbacken, gerade, 19 cm	117-C140-19	3
NADELHALTER, SCHWERES MODELL MIT SPERRE, Hartmetallbacken, gerade, 23 cm	117-C140-23	3
NADELHALTER, SCHWERES MODELL MIT SPERRE, Hartmetallbacken, gerade, 25 cm	117-C140-25	3

Mikro-Pinzetten von STILLE

* Alle Modelle werden mit runden Griffen geliefert.

Profil

Abbildung nicht in Originalgröße.



Beschreibung	Artikel-Code	Profil-nummer
PINZETTE MIT FADENPLATTE, gerade, 15 cm	117-B110-15	1
PINZETTE MIT FADENPLATTE, gerade, 18 cm	117-B110-18	1
PINZETTE MIT FADENPLATTE, gerade, 21 cm	117-B110-21	1
PINZETTE MIT FADENPLATTE, gebogen, 15 cm	117-B111-15	2
PINZETTE MIT FADENPLATTE, gebogen, 18 cm	117-B111-18	2
PINZETTE MIT FADENPLATTE, gebogen, 21 cm	117-B111-21	2
PINZETTE MIT FADENPLATTE, Diamantbacken, gerade, 15 cm	117-B120-15	1
PINZETTE MIT FADENPLATTE, Diamantbacken, gerade, 18 cm	117-B120-18	1
PINZETTE MIT FADENPLATTE, Diamantbacken, gerade, 21 cm	117-B120-21	1
PINZETTE MIT FADENPLATTE, Diamantbacken, gebogen, 15 cm	117-B121-15	2
PINZETTE MIT FADENPLATTE, Diamantbacken, gebogen, 18 cm	117-B121-18	2
PINZETTE MIT FADENPLATTE, Diamantbacken, gebogen, 21 cm	117-B121-21	2
PINZETTE MIT FADENPLATTE, Diamantbacken, Gegengewicht, gerade, 18 cm	117-B130-18	1
PINZETTE MIT FADENPLATTE, Diamantbacken, Gegengewicht, gerade, 21 cm	117-B130-21	1
PINZETTE MIT FADENPLATTE, Diamantbacken, Gegengewicht, gebogen, 18 cm	117-B131-18	2
PINZETTE MIT FADENPLATTE, Diamantbacken, Gegengewicht, gebogen, 21 cm	117-B131-21	2
PINZETTE MIT RINGSPITZE 1,0x0,5 mm, Diamantbacken, Gegengewicht, gerade, 18 cm	117-B140-18	4
PINZETTE MIT RINGSPITZE 1,0x0,5 mm, Diamantbacken, Gegengewicht, gerade, 21 cm	117-B140-21	4
PINZETTE MIT FEINEN 1X2 ZÄHNEN, gerade, 15 cm	117-B150-15	3
PINZETTE MIT FEINEN 1X2 ZÄHNEN, gerade, 18 cm	117-B150-18	3
PINZETTE MIT FEINEN 1X2 ZÄHNEN, gerade, 21 cm	117-B150-21	3



| Mikro-Instrumente von STILLE |

STILLE – Chirurgie in Perfektion. Ein Leben lang

STILLE ist einer der ältesten Hersteller von chirurgischen Instrumenten weltweit. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen unsere patentrechtlich geschützten, qualitativ hochwertigen chirurgischen Instrumente und Spezialtische für weltweit führende Chirurgen – und das seit über 170 Jahren.

Das Sortiment der Firma STILLE besteht aus starken Marken und Produkten, die für ihre hohe Qualität bekannt sind. Unseren Schwerpunkt legen wir auf zwei Geschäftsbereiche: Chirurgie und Patientenpositionierung.

Viele Chirurgen auf der ganzen Welt sehen die chirurgischen Instrumente von STILLE als absolute Spitzentechnologie an. Alle STILLE Instrumente werden von fachkundigen Medizintechnikern in vollendeter Handwerkskunst im schwedischen Eskilstuna angefertigt.

Unsere Instrumente erkennt man an ihrem schlanken Design und ihrer ausgezeichneten Balance. Durch ihre hochglanzpolierten Oberflächen und ihre filigrane Konstruktion wiegen STILLE Instrumente weniger und sind einfacher zu reinigen. Dadurch wiederum sind sie besser vor Verfärbungen und Oxidation geschützt. All diese Vorteile verleihen unseren Instrumenten eine einzigartige, herausragende Haptik.



Chirurgie in Perfektion. Ein Leben lang.

STILLE AB

Gustav III:s Boulevard 42
SE-169 73 Solna, Schweden
Telefon: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
info@stille.se

www.stille.se

STILLE Surgical Inc.

943 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
USA
Telefon: +1 800 665 1614

Vertrieb durch:

VERKAUF **TapMed** 
Medizintechnik Handels GmbH
Gewerbepark 10
34317 Habichtswald-Ehlen
GERMANY
Tel. +49 (0)5606 53060-0
Fax +49 (0)5606 53060-44
www.tapmed.de