



Patientensicherheit





Vorwort

Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,

Patientensicherheit ist im Krankenhaus, im häuslichen Bereich und auch bei Krankentransporten ein wichtiger Aspekt.

Um den Patienten in Pflegebetten und Rollstühlen bestmöglichen Schutz zu bieten, finden Sie bei uns bedarfsgerechte Fixiersysteme. Diese sind individuell einsetzbar und einfach in der Handhabung.

Patienten, die Aggressionen im Krankheitsbild aufweisen, können sich selbst aber auch das Pflegepersonal schwer verletzen.

Rufen Sie uns an: Tel. 05606 53060-0 - wir finden das passende System für Ihre Anforderungen.

Wärmehandschuh & -pad SafeHeat - Wärmehandschuh & -pad Aufwärmen mit System Set bestehend aus: Wärmehandschuh Wärmepad SafeHeat ist ein zertifizierter und sicherer Wärmehandschuh zum kontrollierten Erwärmen von Händen und Füßen. SafeHeat löst die üblichen Behelfslösungen ab und ermöglicht gleichzeitig zuverlässige Sättigungsmessungen an Händen und Füßen. Artikel-Nr. **Bezeichnung** Inhalt je VE **HSOSAFEHESET** SafeHeat - Wärmehandschuh & -pad 20 Sets

Rev. 03 / 09-2019

Hand- und Fingerfixierung





SafeFix - Hand- und Fingerfixierung für Erwachsene, inklusive Fixierband* (Länge 2,50 m)

SafeFix ist eine weich gepolsterte Hand- und Fingerfixierung für Patienten jeder Altersgruppe.

SafeFix verhindert jegliches Manipulieren an Infusionen, Kathetern, Drainagen oder lebenserhaltenden technischen Geräten und dient somit dem Selbstschutz Ihrer Patienten – Hände und Finger sind wie in einem Fäustlinghandschuh geschützt.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOSAFIX5000	SafeFix - Hand- und Fingerfixierung groß 18 cm	10 Stück
HSOSAFIX4000	SafeFix - Hand- und Fingerfixierung klein 15 cm	10 Stück
HSOFIXBAND6000	FIX Band - Fixierband	100 Stück

^{*} Das Fixierband ist auch separat erhältlich.

Hand- und Fingerfixierung





SafeFix Light - Hand- und Fingerfixierung Wärmehandschuh für Erwachsene

Die Fixierung der Hände bedeutet oftmals eine Einschränkung bei der Arbeit des Pflegepersonals. Zudem gestaltet sich das Warmhalten der Hände meist schwierig.

SafeFix Light vereint beide Anforderungen in einem Produkt.

Während die Systematik von SafeFix das Manipulieren an Infusionen etc. verhindert, ermöglicht eine Stoffklappe an den Fingerspitzen die Messung lebenswichtiger Indikatoren.

Eine doppelte Polsterung wirkt zudem unterstützend auf die körpereigene Temperatur an Händen und Fingern.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOSAFIX5000L	SafeFix Light - Hand- und Fingerfixierung 18 cm	10 Stück

Hand- und Fußfixierung



OPFix - Hand- und Fußfixierung inklusive Fixierband* (Länge 2,50 m)

OPFix ist eine weich gepolsterte, zweiteilige Handund Fußfixierung für Patienten jeder Altersgruppe.

OPFix verhindert das unkontrollierte Manipulieren an Zugängen, Drainagen oder lebenserhaltenden technischen Geräten und dient somit dem Eigenschutz Ihrer Patienten. Bei der Umlagerung Ihrer Patienten sorgt das zweiteilige OPFix für eine einfache und schnelle Handhabung.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOOPFIX1000	OPFix - Hand- und Fußfixierung (Halterung aus Metall)	25 Paar
HSOOPFIX1000P	OPFix - Hand- und Fußfixierung (Halterung aus Kunststoff)	25 Paar
HSOFIXBAND6000	FIX Band - Fixierband	100 Stück

^{*} Das Fixierband ist auch separat erhältlich.

Hand- und Fußfixierung





OPFix Soft - Hand- und Fußfixierung Fixierband ist festgenäht

OPFix Soft bietet sowohl für den Anwender als auch den Patienten spürbar höheren Komfort. Die extrem weiche Polsterung der Manschette verhindert Scheuerstellen durch scharfe Kanten an den Nahtstellen und erhöht dadurch den Tragekomfort für den Patienten merklich.

Das Band samt Metallring ist stabil mit der Manschette vernäht und erleichtert dadurch die Anwendung. Es kann – der jeweiligen Anwendungssituation angepasst – gebunden bzw. verknotet werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOOPFIX800	OPFix Soft - Hand- und Fußfixierung	25 Paar

Multifunktionale Fixationsschiene





ProFix - Multifunktionale Fixationsschiene 22 cm lang, 9 cm breit einteilig, blau, gut formbar

ProFix ist eine einteilige, weich gepolsterte Handschiene, die für Patienten aller Altersgruppen geeignet ist.

Die solide Verarbeitung ermöglicht eine problemlose und schmerzfreie Ruhigstellung des Handgelenks bei arteriellen Zugängen und peripheren Infusionen.

ProFix sorgt für eine wirkungsvolle Entlastung und ist durch das hautfreundliche Schaumstoffmaterial angenehm zu tragen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOPF22	ProFix - Multifunktionale Fixationsschiene	25 Stück

Flexibler Fersenschutz





FersenFix - Flexibler Fersenschutz einteilig, gelb

Der FersenFix ist ein einteiliger Fersenschoner zur Vorbeugung von Dekubitalulcera.

Der FersenFix sorgt für eine wirkungsvolle Entlastung Ihrer Patienten und ist durch den hautfreundlichen Schaumstoff angenehm zu tragen.

Der FersenFix ist wiederaufbereitbar und bis zu dreimal bei 60° im Wäschenetz waschbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSO08	FersenFix - Flexibler Fersenschutz	25 Stück

Endotrachealtuben-Fixierung





ETTFix One einteilig, weiß

ETTFix One ist ein einteiliges Band zur Fixierung von Endotrachealtuben. Durch die hautfreundlichen Eigenschaften ist ETTFix One besonders gut bei Hautirritationen, Brandverletzungen oder für Bartträger einzusetzen.

Durch die Fixierung des Klettstreifens am Tubus verhindert ETTFix One das Verrutschen des Tubus und minimiert die Gefahr einer Extubation.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOETT2000	ETTFix One - Endotrachealtuben-Fixierung	25 Stück

Endotrachealtuben-Fixierung





ETTFix One Silikon einteilig, silikonbeschichtet, blau

ETTFix One Silikon ist ein einteiliges Band zur Fixierung von Endotrachealtuben. Durch die hautfreundlichen Eigenschaften ist ETTFix One Silikon besonders gut bei Hautirritationen, Brandverletzungen oder für Bartträger einzusetzen.

Die auf dem Gummiband durchgehend aufgebrachte Silikonbeschichtung hält sicher und fest, ohne verklebt werden zu müssen. Das bietet auch bei stark speichelnden Patienten sicheren Halt (ohne zu rutschen).



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOETT2010	ETTFix One Silikon - Endotrachealtuben-Fixierung	25 Stück

Trachealkanülen-Fixierung







zweiteilig, weiß

TTFix Two ist ein zweiteiliges Fixierband mit Klettverschlüssen. Trachealkanülen können einfach und rasch fixiert werden.

TTFix Two ist für verschiedene Halsumfänge individuell einstellbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOTTFIX3010	TTFix Two - Trachealkanülen-Fixierung	25 Stück

Transport-Fixierung



TransFix - Transport-Fixierung

TransFix ist eine weiche, extra breite Manschette die u.a. Einweg-Druckwandler, EKG-Kabel und Schläuche an den Extremitäten von erwachsenen und jugendlichen Patienten fixiert.

Der atmungsaktive Schaumstoff der Manschette ist hypoallergen. Die sichere Fixierung eines Druckwandlers hilft, die richtigen Werte zu generieren, und reduziert zusätzliche Eichungen. TransFix ist in einer Universalgröße erhältlich.



Artikel-Nr.	Nr. Bezeichnung	
HSOTRFIX4000	TransFix - Transport-Fixierung	25 Stück

Querbettsessel



CrossSeat – Querbettsessel

Der Querbettsessel kann einfach über auf Station vorhandenen Druckluftanschluss oder mit separat zu beziehender Pumpe aufgeblasen werden.

Das Produkt kann in jedem handelsüblichen Krankenhausbett in Kombination mit den Befestigungsgurten (1 Set* ist beigepackt) verwendet werden. Bitte vor Nutzung darauf achten, dass der Querbettsessel durch diese Gurte befestigt ist. Mit Hilfe eines Auslassventiles kann die Luft auch rasch wieder entweichen und der CrossSeat bequem und platzsparend verstaut werden.

- *Set-Inhalt:
- 1 Querbettsessel
- 1 Tasche
- 1 Beutel Befestigungsgurte
- 1 Reparaturkit



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOCS01	CrossSeat 55 x 50 cm	1 Set
HSOCSFIX	CrossSeat Befestigungsgurte	1 Beutel mit 3 Sets
HSOCSREP	CrossSeat Reparaturkit	1 Set
HSOHS-318	Luftpumpe für CrossSeat	1 Stück

Stabilisierung





ThoraXsafe® - Stabilisierung im Bett oder auf dem Stuhl

ThoraXsafe® von HSO ist ein weich gepolstertes, vierteiliges Gurtsystem zur Immobilisierung von Patienten.

HSO ThoraXsafe wurde in enger Zusammenarbeit mit Anwendern auf Intensivstationen und Deeskalationsmanagern in psychiatrischen Kliniken entwickelt, um Patienten mit starkem Bewegungsdrang vor unkontrollierten Bewegungen zu schützen.



Bezeichnung

Artikel-Nr.

HSOTF01




Antirutschgitter





Stick & Stop Pad – Antirutschgitter Sicherheit und Entlastung für den Patienten einteilig gelb, 40 x 55 cm

Erleichtert das Aufrichten und verhindert das Wegrutschen im Bett.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOMATTE01	Stick & Stop Pad - Antirutschgitter	50 Stück