



## Die Lösung für sicheres und stabiles Lagern

Vac-Pac ist eine Vakuum-Matratze, die sich an das Tier anlegt und es bei Operationen und anderen Eingriffen sicher in einer festen Position hält. Das Vac-Pac ist mit festen, winzig kleinen Polystyrolkugeln gefüllt (versch. Größen); wird die Luft aus der Matte abgesaugt, werden die Kügelchen fest aneinander gepresst. Die Vakuum-Matte hält das Tier stabil in seiner Position. Durch die Absaugung ergibt sich eine druckentlastende Oberflächenvergrößerung.



- Sichere Lagerung
- Einfache Handhabung
- Universelle Einsetzbarkeit

- Latexfrei
- Nicht leitend
- Röntgenstrahlendurchlässig

## Produktauswahl

Artikel-Nr.	Maße (in cm)	Form
51611	41 x 30	
51623	51 x 46	
51630	90 x 73	
51631	90 x 98	
51632	90 x 118	
51635	71 x 88	
51640	193 x 76	

Bitte senden Sie dieses Formular per Fax, Brief oder E-Mail an uns zurück.  
Vergessen Sie bitte den Absender nicht.

TapMed Medizintechnik Handels GmbH  
Gewerbepark 10  
34317 Habichtswald-Ehlen

**Telefon: 05606 53060-0**  
**Fax: 05606 53060-44**  
**E-Mail: [info@tapmed.de](mailto:info@tapmed.de)**

Absender (Stempel):

Abteilung: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner/in: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

- Ich möchte **VAC-PAC** bestellen, bitte rufen Sie mich an.
- Ich habe Interesse an einer Erprobung, bitte rufen Sie mich an.
- Ich möchte besucht werden, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

