



Patientenversorgung für Intensivstationen

An Ihrer Seite. TapMed ✓

Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,

wir freuen uns, Ihnen mit dem vorliegenden Katalog hochwertige und innovative Produkte für die Bereiche Pflege, Lagerung, Dekubitusprophylaxe, Hygiene und Patientensicherheit für Intensivstationen vorstellen zu dürfen.

TapMed ist seit 30 Jahren der verlässliche Partner von Kliniken, Krankenhäusern und Arztpraxen in Deutschland. Unser Team von mehr als 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Innen- und Außendienst berät umfassend, kompetent und engagiert bei der Auswahl der für Sie passenden Produkte.

Als Produktspezialist stehen wir gern an Ihrer Seite: Wir freuen uns auf Ihre Aufgaben.

Ihr TapMed Team

TapMed ✓



Bettwaren &
Positionierer

Seite 4-7

Bettwaren &
Positionierer

Lagerung
des Kopfes

Seite 8-11

Lagerung des
Kopfes

Patiententransfer

Seite 12-17

Patienten-
transfer

Patientensicherheit

Seite 18-25

Patienten-
sicherheit

Mundhygiene

Seite 26-29

Mundhygiene

Körperpflege

Seite 30-32

Körperpflege

Wir sind für Sie da!



05606 53060-0



www.tapmed.de



05606 53060-44



info@tapmed.de



Außendienstmitarbeiter vor Ort



Bettwaren und Positionierer


SleepAngel - hygienisch, formstabil und sicher Dank PneumaPure™ Filtertechnologie.

Die innovative PneumaPure™ Filtertechnologie der SleepAngel-Produkte bietet klinisch nachgewiesene Vorteile:

Der Eintritt von Krankheitserregern und Allergenen (z.B. MRSA, Norovirus, C.diff, E.-Coli usw.) in das Innere der Produkte wird wirksam verhindert. Gleichzeitig ermöglicht PneumaPure™ den aktiven Luftaustausch.

SleepAngel-Produkte können mit handelsüblichen Mitteln wischdesinfiziert werden.

Alle Nähte der SleepAngel-Produkte sind hygienisch verschweißt, sodass auch hier keine Verunreinigungen ins Innere gelangen können. Die hautsympathische Soft-Touch-Oberfläche unterstützt den Wärmehaushalt des Patienten.



SleepAngel Kissen



SleepAngel Kissen sind mit einem hochwertigen Mikrofaser Vlies gefüllt. Dieses Mikrofaser Vlies gewährleistet die Formstabilität und Langlebigkeit bei gleichzeitig hohem Schlafkomfort der Kissen.

Die hautsympathische Soft-Touch-Oberfläche gewährleistet den Wärmeaustausch und unterstützt den gesunden Schlaf.

SleepAngel Kissen sind in zwei Größen erhältlich.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm (B x L)
3012092-single	SleepAngel Kissen klein, 1 Stück	40 x 80
3012092-4	SleepAngel Kissen klein, 4 Stück	40 x 80
3010031-single	SleepAngel Kissen groß, 1 Stück	80 x 80
3010031-2	SleepAngel Kissen groß, 2 Stück	80 x 80

SleepAngel Positionierer



Dank des hochwertigen Memory-Schaums in den SleepAngel Positionierern können diese Produkte universell verwendet werden:

Zur Positionierung des Patienten bspw. in Rücken- oder Seitenlage, zur Positionierung der Extremitäten oder auch zur Unterstützung in der Bauchlage.

Der SleepAngel Positionierer ist auch zur sanften Unterstützung der Lagerung des Kopfes geeignet.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm (B x L x H)
3012022-single	SleepAngel Positionierer klein, 1 Stück	30 x 40 x 8
3012022-4	SleepAngel Positionierer klein, 4 Stück	30 x 40 x 8
3012093-single	SleepAngel Positionierer groß, 1 Stück	40 x 80 x 12
3012093-4	SleepAngel Positionierer groß, 4 Stück	40 x 80 x 12

SleepAngel Lagerungsschlange



Die SleepAngel Lagerungsschlange ist im Klinikbetrieb vielseitig einsetzbar: Sie kann zur Stabilisierung und druckentlastenden Lagerung von Patienten genutzt werden. Der patentierte PneumaPure™ Filter verhindert das Eindringen von Krankheitserregern und Keimen, er erlaubt aber den aktiven Luftaustausch. Die SleepAngel Lagerungsschlange ist mit einem hochwertigen, formstabilen Microfaser-Vlies gefüllt. Dieses Microfaser-Vlies ermöglicht, dass das Produkt bedarfsgerecht an den Patienten angepasst werden kann und nach Gebrauch stets in die Ursprungsform zurück findet.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm (L / Ø)
3014001-single	SleepAngel Lagerungsschlange, 1 Stück	190 / 35 (oval)
3014001-2	SleepAngel Lagerungsschlange, 2 Stück	190 / 35 (oval)

SleepAngel Positionier-Keil



Der Keil unterstützt die seitliche Lagerung von Patienten ebenso, wie die Stabilisierung bspw. von Armen, Beinen oder Kopf.

Der verwendete Memory-Schaum ist hierbei ebenso formgebend und stabilisierend wie anschmiegsam.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm (B x L x H)
3012072-single	SleepAngel Positionier-Keil, 1 Stück	40 x 20 x 10
3012072-4	SleepAngel Positionier-Keil, 4 Stück	40 x 20 x 10

SleepAngel Decke



Die SleepAngel Decke ist mit dem hochwertigen Mikrofaser Vlies gefüllt. Das Soft-Touch-Obermaterial ist atmungsaktiv und unterstützt den Wärmehaushalt des Patienten.

Zusammengerollt kann die Decke auch zur Patienten-Positionierung genutzt werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm (B x L)
4012005-single	SleepAngel Decke, 1 Stück	135 x 200
4012005-2	SleepAngel Decke, 2 Stück	135 x 200

Auch im Sortiment

Positionierpolster



Universell einsetzbare, aus zwei unterschiedlichen Schaumstoffen (Slow-Foam und Memory-Foam) gefertigte, leichte Positionierpolster.

Hygienischer Vorteil: Die Nähte des latexfreien, hautfreundlichen Obermaterials sind ultraschall-versiegelt.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
ELP214	Positionierpolster Rolle	500 x 120
ELP011	Positionierpolster Quader	330 x 230 x 30
ELP049	Positionierpolster Keil	200 x 250 x 10


ARDS Polster-Set



Das ARDS Polster-Set wird zur Lagerung von Patienten in Bauchlage verwendet. Es besteht aus vier einzelnen Komponenten.

Die hochwertigen Schaumstoffpolster sind mit einem hautfreundlichen Obermaterial überzogen. Alle Nähte sind hygienisch ultraschall-verschweißt, außerdem erlaubt ein Hygiene-Filter den Luftaustausch. Krankheitserreger können nicht in die Schaumstoffpolster eindringen.

Die Komponenten des Sets werden ergonomisch unter dem Patienten angeordnet, damit eine optimale, druckentlastende Lagerung gewährleistet werden kann. Die Freilagerung des Abdomens erleichtert die Beatmung.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm (B x L x H)
ELP200T	ARDS Polster-Set, 4-teilig für die Bauchlage	
Die Produkte des Sets sind auch einzeln erhältlich:		
ELP215	ARDS Brust-Polster ❶	300 x 500 x 171
ELP216	ARDS Bauch-Polster ❷	300 x 500 x 161
ELP217	ARDS Hüft-Polster ❸	300 x 500 x 81
ELP218	ARDS Positionierpolster Keil ❹	310 x 500 x 150
Ergänzende Produkte		
5823-10	Schaumstoff-Einmalarmpolster	
116855	Softmat-Schaumstoffpolsterauflage, 6 Paar	610 x 500 x 20

Positionierpolster Prone Pad



Das Prone Pad erleichtert die Beatmung der Patienten während operativer Eingriffe in der Bauchlage bei gleichzeitiger Druckentlastung des Abdomens. Dieses Positionierpolster hilft die Entstehung von intraoperativen Dekubiti zu verhindern. Es ist gleichermaßen für männliche und weibliche Patienten geeignet.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
ELP914	Positionierpolster Prone Pad	1014 x 480 x 140
116854	Softmat-Schaumstoffpolsterauflage, 6 Stück	1000 x 500 x 20



Lagerung des Kopfes

Das Original ProneView ist das bewährte System für die Positionierung des Kopfes in der Bauchlage.

- Hygienisch durch Einweg-Poltereinsätze aus Schaumstoff
- Überragende Augenvisualisierung
- Der Tubus kann seitlich ausgeführt werden
- Optimale Druckverteilung
- Einstellbare, neutrale Halspositionierung durch höhenverstellbaren Spiegel (D28590) bzw. höhenverstellbare Basisschale (D28502)

Es sind zwei unterschiedliche Produkt-Sets erhältlich:

- a)
- Wiederverwendbarer Spiegel (D28520 oder D28590)
 - Wiederverwendbare Basisschale (D28501)
- b)
- Wiederverwendbare Basisschale mit Handrädern zur Höhenjustierung (D28502) und dazugehörigem Spiegel (D28580)

ProneView ist einfach in der Handhabung, verhindert Druck auf die Augen und unterstützt die Anästhesie in der Überwachung des Patienten bei langen Operationen und bei Risikopatienten.

Zur idealen Anpassung an die Größe des Patientenkopfes stehen drei Original-Polstereinsätze zur Auswahl:

Art.-Nr. D28507 - klein
Art.-Nr. D28505 - mittel
Art.-Nr. D28503 - groß



D28520



D28590



D28501




D28503
D28505
D28507



D28502

D28580

Artikel-Nr.	Bezeichnung
D28501	Basisschale, passend zu Spiegeln D28520 und D28590
D28520	Spiegel mit zwei Aufsetzpunkten
D28590	Spiegel mit 4 Aufsetzpunkten, höhenverstellbar
D28502	Basisschale mit Handrädern zur Höhenjustierung, passend zu D28580
D28580	Spiegel zu Basisschale D28502
D28503	Original-Polstereinsatz groß, VE 10 Stück
D28505	Original-Polstereinsatz mittel, VE 10 Stück
D28507	Original-Polstereinsatz klein, VE 10 Stück



GentleTouch



Das GentleTouch Kopfpolster - eine einfache und sichere Kopflagerung in der Bauchlage; verhindert Druck auf die Augen auch bei längeren Operationen. GentleTouch ist ein hygienisches Einmalprodukt aus stabilem, formgebenden blauen Schaumstoff und einer weißen, weichen Schaumstofflage für den direkten Kontakt mit dem Gesicht.

GentleTouch Kopfpolster sind in unterschiedlichen Größen mit Intubationsausgang wahlweise zur rechten oder zur linken Seite erhältlich. Der Tubus muss nicht diskonnektiert werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
1937DZ	GentleTouch Kopfpolster groß rechter Intubationsausgang, VE 12 Stück	240 x 260 x 180
1941DZ	GentleTouch Kopfpolster groß linker Intubationsausgang, VE 12 Stück	240 x 260 x 180
1937SDZ	GentleTouch Kopfpolster mittel rechter Intubationsausgang, VE 12 Stück	240 x 260 x 130
1941SDZ	GentleTouch Kopfpolster mittel linker Intubationsausgang, VE 12 Stück	240 x 260 x 130
1948DZ	GentleTouch Kopfpolster klein rechter Intubationsausgang, VE 12 Stück	205 x 180 x 100

ET Schaumstoffkopfpolster



Kopfpolster aus viskoelastischem Schaumstoff. Hygienischer Vorteil: die Nähte sind verschweißt. Ein spezieller Filter verhindert das Eindringen von Keimen in das Innere des Kopfpolsters und erlaubt gleichzeitig den Luftaustausch.

Die seitlichen Führungen bieten Halt und Stabilität für den Kopf des Patienten.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
TR012	ET Schaumstoffkopfpolster	260 x 200 x 154

Mehr Wissen schafft Patientensicherheit

TapMed akademie

In unseren Workshops und Schulungen demonstrieren unsere kompetenten Schulungsleiter den praxisnahen Umgang mit aktuellen Lagerungs- und Hilfsmitteln.



Wir erstellen gerne einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungsplan.

Rufen Sie an: 05606 53060-0



Patiententransfer

Ein Luftpolster unter der HoverMatt ermöglicht den nahezu reibungslosen und leichten seitlichen Transfer und die Positionierung von Patienten. Verletzungen beim Patienten durch Scherkräfte während des Transfers werden vermieden. Das HoverMatt-System reduziert gleichermaßen die Belastung für Patienten und Pflegepersonal. Das pneumatische Umbettungssystem hat eine Tragfähigkeit von bis zu 544 kg. Es ist latexfrei, röntgenstrahlendurchlässig und MRT-geeignet. HoverMatt ist ideal zum Transfer auch adipöser Patienten und in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

HoverMatt - mehrfach verwendbar

Die HoverMatt ist als mehrfach verwendbares, wiederaufbereites Umbettungssystem in unterschiedlichen Breiten und Qualitäten erhältlich. Diese Produkte sind latexfrei, röntgenstrahlendurchlässig, MRT-geeignet, wischdesinfizierbar und bei 65°C in der Maschine waschbar. Die Nähte dieser HoverMatt sind RF-verschweißt und damit sehr robust. Die Produkte HM34DC sowie HM39DC verfügen zusätzlich über eine Doppelbeschichtung. Das erhöht die Haltbarkeit. Für die wiederverwendbare HoverMatt wird die Verwendung von Einmal-Schutzbezügen empfohlen (Art.-Nr. HMDS3)

HoverMatt - Einpatienten-Modell

Neben den vorstehenden Modellen führen wir die HoverMatt als Einpatienten-Modell: Art.-Nr. HM34SPU. Diese HoverMatt kann während des Klinikaufenthaltes bei dem Patienten verbleiben und wird im Anschluss entsorgt. Das Risiko von Kreuzkontaminationen wird reduziert. Die Kosten für Reinigung und Aufbereitung werden gespart.



HTAIR2300



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
HM34HS	HoverMatt, Größe 2	860 x 1980
HM39HS	HoverMatt, Größe 3	990 x 1980
HM34DC	HoverMatt, Doppelbeschichtung, Größe 2	860 x 1980
HM39DC	HoverMatt, Doppelbeschichtung, Größe 3	990 x 1980
HM34SPU	HoverMatt, Einpatienten-Modell, Größe 2	860 x 1980
HMDS3	Einmal-Schutzbezüge für HoverMatt, VE 5 Stück	
HTAIR2300	Air Supply, Gebläse, 230 V	



Druckentlastung und Patientenpositionierung im OP



Druckentlastung und Patientenpositionierung

Der Katalog mit hochwertigen Trulife Gel-Lagerungshilfen

Fordern Sie
Ihr kostenloses
Exemplar an:

Tel. 05606 53060-0

Mit dem HoverJack werden (auch bariatrische) Patienten sicher und leicht angehoben und transportiert. Gestürzte Patienten werden mittels vier Luftkammern bequem auf bis zu 76 cm Höhe angehoben. Die teflonbeschichtete Unterseite des HoverJack ermöglicht den Transport über Flure und Treppen. In der Kombination mit der HoverMatt können Patienten von dem HoverJack zum Bett oder OP-Tisch umgelagert werden.

Tragfähigkeit: 544 kg

Maße: 81 x 198 cm

Material: Oberseite Nylon, Unterseite Teflon & imprägniertes Polyester, latexfrei, wischdesinfizierbar



HJ3202T



HTAIR2300



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
HJ3202T	HoverJack	810 x 1980
HTAIR2300	Air Supply, Gebläse, 230 V	



Barbara Grüning

Teamleitung
Patientenversorgung

„Der Transfer und Transport von Patienten gehört untrennbar zur täglichen Arbeit des Pflegepersonals. Unsere innovativen Transport- und Transferprodukte helfen, die Arbeitskraft des Personals zu erhalten und die Belastung für den Patienten zu reduzieren.“

HoverJack Evacuation II



Der HoverJack Evacuation II wurde speziell für die Evakuierung von Patienten entwickelt. Zusätzlich zu den Produkteigenschaften des HoverJack verfügt der HoverJack Evacuation II über folgende Vorteile:

Der verstärkte, teflonbeschichtete Boden in Verbindung mit der robusten Ummantelung dieses Transportproduktes ermöglicht den Einsatz auf nahezu jedem Untergrund. Der Patient wird während des Transportes mit Fuß-Sack und Hosenträgergurten gesichert. Ein aufblasbarer Kopfkeil erhöht den Komfort des Patienten während des Transportes. Die Pflege-/ Rettungskräfte bewegen den HoverJack Evacuation II mittels breiter, stabiler Gurte. Rückenbelastendes Heben entfällt. Der HoverJack Evacuation II kann u.a. für die Evakuierung in engen Treppenhäusern genutzt werden.

Doppelter Vorteil:

- Der Transport mit dem HoverJack Evacuation II ist für den Patienten sicher und schonend.
- Die Pflege-/ Rettungskräfte arbeiten ergonomisch, kraftsparend und rückschonend.



HTAIR2300



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
HJ32EV-2	HoverJack Evacuation II	820 x 1830 x 760
HTAIR2300	Air Supply, Gebläse, 230 V	

Patienten-
transfer

Q2ROLLER



Das regelmäßige Umlagern ist für bettlägerige Patienten kritisch. Bislang ist es eine Herausforderung für die Pflegekräfte, diese zeit- und kraftintensive Aufgabe zu meistern. Dafür hat HoverTech den Q2ROLLER entwickelt. Ein Produkt, das das laterale Drehen von Patienten effizient und leicht macht.

Der Q2ROLLER verfügt über 2 Luftkammern. Diese Luftkammern werden von einer Pflegekraft mittels Gebläse kontrolliert belüftet, um die optimale Position für das Wohlbefinden des Patienten zu erreichen und ihn vor Druck zu schützen.

Der Q2ROLLER schützt das Pflegepersonal, indem manuelles Heben der Patienten vermieden wird.

Des Weiteren schützt der Q2ROLLER den Patienten, weil Reibungs- und Scherkräfte, wie sie bei herkömmlichen Lagerungsmethoden auftreten können, vermieden werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
HTR-200	Q2ROLLER - pneumatische Patientenpositionierhilfe, 5 Stück	1220 x 1120
HTR-CHX-5PACK	Einmalschutzauflage für Q2ROLLER, 5 Stück	990 x 990
HTAIR2300	Air Supply, Gebläse, 230 V	

Z-Slider Transferfolie



Die Folie für den Transfer und die Positionierung von Patienten. Der Z-Slider hilft Schädigungen des Rückens durch das Heben, den Transfer und die Positionierung von Patienten zu verhindern. Der Z-Slider ist auf Rolle sowie in handlichen Boxen erhältlich. Für die Boxen bieten wir die passenden Wandhalterungen an.

- Einfaches und sicheres Umlagern von Patienten
- Gleiten statt Heben
- Rückenentlastendes Arbeiten
- Auch zur Anwendung bei adipösen Patienten
- Hygienisches Einmalprodukt
- Latexfrei
- Mit Wandhalterung oder Spenderbox lieferbar



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
2102	Z-Slider, 1 VE = 2 Rollen à 30 Folien	990 x 830 / Folie
2104	Z-Slider, 1 VE = 6 Boxen à 10 Folien	990 x 830 / Folie
2104-H-single	Wandhalterung für Art.-Nr. 2104	290 x 250 x 60



**Kostenlose Muster der
Transferfolien unter folgender
Telefonnummer erhältlich:
05606 53060-0**

Flat Slide Sheet



Flat Slide Sheet - für den einfachen und schonenden Patiententransfer

- Neues Gewebe mit hervorragender Gleitfähigkeit
- Öko-zertifiziert
- Reißfest
- Latexfrei
- Einfache Handhabung
- Hygienisches Einwegprodukt
- Beim selben Patienten mehrfach verwendbar
- Enorme Kraftreduzierung für den Anwender beim Patiententransfer



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm
DFS70200X50SP	Flat Slide Sheet, VE 50 Stück	70 x 200

Rollboards ermöglichen den problemlosen, leichten Patiententransfer.
Sie überzeugen durch einfaches Handling und gewährleisten Transfer- und Pflegesicherheit.
Die Rollboards sind röntgen- und MRT-geeignet.
Sowohl Rollboards als auch Cover sind einfach zu reinigen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
PMF-9095	Rollboard inkl. Cover	950 x 500
PMF-9085	Rollboard, faltbar inkl. Cover	950 x 500
PMF-9150	Rollboard, faltbar inkl. Cover	1500 x 600
PMF-9170	Rollboard, faltbar inkl. Cover	1800 x 500
PMF-9086	Ersatzcover für PMF-9085 und PMF-9095	
PMF-9171	Ersatzcover für PMF-9170	
10-102	Wandhalterung für Rollboard	80 x 160 x 140

Schutz- und Gleitfolien für Rollboard

Die grünen Gleitfolien (Art.-Nr. PM-060.60-100) werden für Positionswechsel und Transfers von Patienten verwendet. Der Einweggebrauch der Gleitfolien bietet eine schnelle und hygienische Anwendung.

Rückengerecht und kraftsparend für die Pflegekräfte, einfach und schonend für den Patienten, reduzieren die Einweg-Gleitfolien die Reibungskräfte bei der Umlagerung. Die grüne **Gleitfolie** ist biokompatibel und kann individuell auf Länge zugeschnitten werden. Gebrauch mit dem Rollboard: Das Cover wird entfernt, die grüne Gleitfolie sodann über das Rollboard gezogen.


Die **transparente Einweg-Schutzfolie** (Art.-Nr. PMF-0192 und PMF-0191) wird über Rollboard und Cover gezogen und an der Perforation abgetrennt. Die Einweg-Schutzfolie verhindert die Kontamination von Rollboard und Cover.

Gleitfolie und Einweg-Schutzfolie sind latexfrei und aus LDPE* gefertigt.

* Low-Density Polyethylen (Weich-Polyethylen)



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in m
PM-060.60-100	Gleitfolie, 1 Rolle	0,6 x 100 m
PMF-0192	Einweg-Schutzfolie, 1 Rolle à 55 Folien	0,55 x 1,8 m / Folie
PMF-0191	Einweg-Schutzfolie, 1 Rolle à 110 Folien	0,55 x 0,9 m / Folie



Patientensicherheit

Patientensicherheit ist im Krankenhaus, im häuslichen Bereich und auch bei Krankentransporten ein wichtiger Aspekt.

Patienten, die Aggressionen im Krankheitsbild aufweisen, können sich selbst aber auch das Pflegepersonal schwer verletzen.

*Um den Patienten in Pflegebetten und Rollstühlen bestmöglichen Schutz zu bieten, finden Sie bei uns bedarfsgerechte Fixiersysteme.
Diese sind individuell einsetzbar und einfach in der Handhabung.*

Hand- und Fingerfixierung



SAFE FIX - Hand- und Fingerfixierung
für Erwachsene, inklusive Fixierband* (Länge 2,50 m)

SAFE FIX ist eine weich gepolsterte Hand- und Fingerfixierung für Patienten jeder Altersgruppe.

SAFE FIX verhindert jegliches Manipulieren an Infusionen, Kathetern, Drainagen oder lebenserhaltenden technischen Geräten und dient somit dem Selbstschutz Ihrer Patienten, Hände und Finger sind wie in einem Fäustlinghandschuh geschützt.



* Das Fixierband ist auch separat erhältlich.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOSAFIX5000	SAFE FIX - Hand- und Fingerfixierung groß 18 cm	10 Stück
HSOSAFIX4000	SAFE FIX - Hand- und Fingerfixierung klein 15 cm	10 Stück
HSOFIXBAND6000	FIX BAND - Fixierband	100 Stück

Patienten-
sicherheit

Wärmehandschuh & -pad



SAFEHEAT - Wärmehandschuh & -pad
Aufwärmen mit System

Set bestehend aus:
Wärmehandschuh
Wärmepad

SafeHeat ist ein zertifizierter und sicherer Wärmehandschuh zum kontrollierten Erwärmen von Händen und Füßen. SafeHeat löst die üblichen Behelfslösungen ab und ermöglicht gleichzeitig zuverlässige Sättigungsmessungen an Händen und Füßen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOSAFEHESET	Wärmehandschuh & -pad	20 Sets

Hand- und Fingerfixierung



SafeFix Light - Hand- und Fingerfixierung
Wärmehandschuh für Erwachsene,
inklusive Fixierband* (Länge 2,50 m)

Die Fixierung der Hände bedeutet oftmals eine Einschränkung bei der Arbeit des Pflegepersonals. Zudem gestaltet sich das Warmhalten der Hände meist schwierig.

SafeFix Light vereint beide Anforderungen in einem Produkt.

Während die Systematik von SafeFix das Manipulieren an Infusionen etc. verhindert, ermöglicht eine Stoffklappe an den Fingerspitzen die Messung lebenswichtiger Indikatoren. Eine doppelte Polsterung wirkt zudem unterstützend auf die körpereigene Temperatur an Händen und Fingern.

* Das Fixierband ist auch separat erhältlich.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOSAFIX5000L	SafeFix Light - Hand- und Fingerfixierung 18 cm	10 Stück
HSOFIXBAND6000	FIX BAND - Fixierband	100 Stück

Hand- und Fußfixierung



OPFIX - Hand- und Fußfixierung
inklusive Fixierband* (Länge 2,50 m)

OPFIX ist eine weich gepolsterte, zweiteilige Hand- und Fußfixierung für Patienten jeder Altersgruppe.

OPFIX verhindert das unkontrollierte Manipulieren an Zugängen, Drainagen oder lebenserhaltenden technischen Geräten und dient somit dem Eigenschutz Ihrer Patienten. Bei der Umlagerung Ihrer Patienten sorgt das zweiteilige OPFIX für eine einfache und schnelle Handhabung.

* Das Fixierband ist auch separat erhältlich.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOOPFIX1000	OPFIX - Hand- und Fußfixierung (Halterung aus Metall)	25 Paar
HSOOPFIX1000P	OPFIX - Hand- und Fußfixierung (Halterung aus Kunststoff)	25 Paar
HSOFIXBAND6000	FIX BAND - Fixierband	100 Stück

Hand- und Fußfixierung



OPFixSoft - Hand- und Fußfixierung
Fixierband ist festgenäht

OPFixSoft bietet sowohl für den Anwender als auch den Patienten spürbar höheren Komfort. Die extrem weiche Polsterung der Manschette erhöht den Tragekomfort für den Patienten merklich. Das Band samt Metallring ist stabil mit der Manschette vernäht und erleichtert dadurch die Anwendung. Es kann der jeweiligen Anwendungssituation angepasst werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOOPFIX800	OPFixSoft - Hand- und Fußfixierung	25 Paar

Patienten-
sicherheit

Multifunktionale Fixationsschiene



PRO FIX - Multifunktionale Fixationsschiene
22 cm lang, 9 cm breit
einteilig, blau, gut formbar

PRO FIX ist eine einteilige, weich gepolsterte Handschiene, die für Patienten aller Altersgruppen geeignet ist. Die solide Verarbeitung ermöglicht eine problemlose und schmerzfreie Ruhigstellung des Handgelenks bei arteriellen Zugängen und peripheren Infusionen.

PRO FIX sorgt für eine wirkungsvolle Entlastung und ist dank des hautfreundlichen Schaumstoffmaterials angenehm zu tragen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOPF22	PRO FIX - Multifunktionale Fixationsschiene	25 Stück

Flexibler Fersenschutz



FERSEN FIX - Flexibler Fersenschutz
einteilig, gelb

Der FERSEN FIX ist ein einteiliger Fersenschoner zur Vorbeugung von Dekubitalulcera.

Der FERSEN FIX sorgt für eine wirkungsvolle Entlastung Ihrer Patienten und ist durch den hautfreundlichen Schaumstoff angenehm zu tragen.

Der FERSEN FIX ist wiederaufbereitbar und bis zu dreimal bei 60° im Wäschenetz waschbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSO08	Flexibler Fersenschutz	25 Stück

Trachealkanülen-Fixierung



TTFIX TWO - Trachealkanülen-Fixierung
zweiteilig, weiß

TTFIX TWO ist ein zweiteiliges Fixierband mit Klettverschlüssen. Trachealkanülen können einfach und rasch fixiert werden.

TTFIX TWO ist für verschiedene Halsumfänge individuell einstellbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOTTFIX3010	TTFIX TWO - Trachealkanülen-Fixierung	25 Stück

Endotrachealtuben-Fixierung



ETTFIX ONE SILIKON - Endotrachealtuben-Fixierung
einteilig, silikonbeschichtet, blau

ETTFIX ONE SILIKON ist ein einteiliges Band zur Fixierung von Endotrachealtuben. Durch die hautfreundlichen Eigenschaften ist ETTFIX ONE besonders gut bei Hautirritationen, Brandverletzungen oder für Barträger einzusetzen.

Die auf dem Gummiband durchgehend aufgebrachte Silikonbeschichtung hält sicher und fest, ohne verklebt werden zu müssen. Das bietet auch bei stark speichelnden Patienten sicheren Halt (ohne zu rutschen).



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOETT2010	ETTFIX ONE SILIKON - Endotrachealtuben-Fixierung	25 Stück

Patienten-
sicherheit

Endotrachealtuben-Fixierung



ETTFIX ONE - Endotrachealtuben-Fixierung
einteilig, weiß

ETTFIX ONE ist ein einteiliges Band zur Fixierung von Endotrachealtuben. Durch die hautfreundlichen Eigenschaften ist ETTFIX ONE besonders gut bei Hautirritationen, Brandverletzungen oder für Barträger einzusetzen.

Durch die Fixierung des Klettstreifens am Tubus verhindert ETTFIX ONE das Verrutschen des Tubus und minimiert die Gefahr einer Extubation.




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOETT2000	ETTFIX ONE - Endotrachealtuben-Fixierung	25 Stück

TRANS FIX - Transport-Fixierung

TRANS FIX ist eine weiche, extra breite Manschette die u.a. Einweg-Druckwandler, EKG-Kabel und Schläuche an den Extremitäten von erwachsenen und jugendlichen Patienten fixiert.

Der atmungsaktive Schaumstoff der Manschette ist hypoallergen. Die sichere Fixierung eines Druckwandlers hilft, die richtigen Werte zu generieren, und reduziert zusätzliche Eichungen. TRANS FIX ist in einer Universalgröße erhältlich.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOTRFIX4000	Transport-Fixierung	25 Stück



Stabilisierung

ThoraXsafe®

- Stabilisierung im Bett oder auf dem Stuhl

ThoraXsafe® von HSO ist ein weich gepolstertes, vierteiliges Gurtsystem zur Immobilisierung von Patienten.

HSO ThoraXsafe wurde in enger Zusammenarbeit mit Anwendern auf Intensivstationen und Deeskalationsmanagern in psychiatrischen Kliniken entwickelt, um Patienten mit starkem Bewegungsdrang vor unkontrollierten Bewegungen zu schützen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOTF01	ThoraXsafe - Oberkörperstabilisierung	4 Stück


Antirutschgitter



STICK & STOP PAD - Antirutschgitter

Sicherheit und Entlastung für den Patienten
einteilig gelb, 40 x 55 cm

Erleichtert das Aufrichten und verhindert das
Wegrutschen im Bett.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOMATTE01	Antirutschgitter	50 Stück

Patienten-
sicherheit

Querbett-Sessel - Patientenmobilisation



CrossSeat - Querbett-Sessel

Der Querbett-Sessel kann einfach über auf Station
vorhandenen Druckluftanschluss oder mit separat zu
beziehender Pumpe aufgeblasen werden.
Das Produkt kann in jedem handelsüblichen Krankenhausbett
in Kombination mit den Befestigungsgurten (1 Set* ist
beigepackt) verwendet werden. Bitte vor Nutzung darauf
achten, dass der Querbett-Sessel durch Gurte befestigt
ist. Mit Hilfe eines Auslassventiles kann die Luft auch
rasch wieder entweichen und der CrossSeat bequem und
platzsparend verstaut werden.

*Set-Inhalt:
1 Querbett-Sessel
1 Tasche
Fixierungselemente
1 Reparaturkit



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOCS01	CrossSeat 55 x 50 cm	1 Set
HSOCSFIX	CrossSeat Fixationselemente	1 Beutel mit 3 Sets
HSOCSREP	CrossSeat Reparaturkit	1 Set
HSOHS-318	Luftpumpe für CrossSeat	1 Stück



Mundhygiene

© shyshka - Fotolia.com

Mit der Absaugzahnbürste, den Tupfern und der keimhemmenden Reinigungsflüssigkeit entfernen Sie sicher den Plaque auf den Zähnen und die Beläge auf der Schleimhaut und Sie haben die Möglichkeit während der Mundpflege abzusaugen.

Durch die mechanische Reinigung mit Tupfern wird die Durchblutung der Mundschleimhaut angeregt, ohne diese zu verletzen.

Zum Abschluss der Mundpflege öffnen Sie die kleine Tube mit dem Mundbefeuchter und tragen Sie diesen mit dem Tupfer auf. Der Mundbefeuchter wirkt beruhigend auf das Gewebe der Mundschleimhaut und versorgt sie mit Feuchtigkeit.

Q8 24-Stunden-Komplett-Set K14578C-48



Diese Systempflege-Sets erleichtern das Einhalten der Pflegerichtlinien. Jedes Set enthält alle Pflegeutensilien, um einen Patienten für 24 Stunden optimal zu versorgen.

- Reinigungsflüssigkeit mit Chlorhexidin
- Die sehr weiche Absaugzahnbürste hilft bei der Entfernung von Zahnbelag, Ablagerungen und Schleim
- Die besondere Konstruktion der Absaugtupfer verhindert das Festsaugen an der Schleimhaut
- Absaugzahnbürsten und Absaugtupfer säubern den Mundraum und stimulieren zugleich die Mundschleimhaut
- Der Mundbefeuchter wirkt beruhigend auf die Mundschleimhaut und versorgt sie mit Feuchtigkeit



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
K14578C-48	Q8 24-Stunden-Komplett-Set, für eine Mundpflege alle 8 Stunden	48 Sets

Absaugtupfer-System K3378-144



Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Absaugtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
K3378-144	Absaugtupfer-System	144 Sets

Absaugzahnbürste-Absaugtupfer-System K3578-144



Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Absaugtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
K3578-144	Absaugzahnbürste-Absaugtupfer-System	144 Sets

Absaugzahnbürste-Mundtupfer-System K1578-144



Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
K1578-144	Absaugzahnbürste-Mundtupfer-System	144 Sets

Mundtupfer-System K1178-144



Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
K1178-144	Mundtupfer-System	144 Sets

Absaugzahnbürste D9011



zur Mundpflege bei Intensivpatienten,
unbehandelt, einzeln verpackt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
D9011-500	Absaugzahnbürste	500 Stück
D9011-100	Absaugzahnbürste	100 Stück

Absaugtupfer C9010



zur Mundpflege bei Intensivpatienten,
unbehandelt, einzeln verpackt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
C9010-500	Absaugtupfer	500 Stück
C9010-100	Absaugtupfer	100 Stück

Mundtupfer A9000



unbehandelt, einzeln verpackt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
A9000-1000	Mundtupfer	1.000 Stück



Körperpflege

Häufig ist das Waschen ohne Wasser für die Körperreinigung in der Pflege unumgänglich, da bettlägerige Patienten oftmals nicht bewegt werden dürfen oder mit besonders empfindlicher Haut zu kämpfen haben.

Die gängigsten Reinigungsprodukte für das Waschen ohne Wasser sind dabei spezielle, mit einer milden Reinigungslotion getränkte Waschhandschuhe oder Feuchttücher. Die Reinigungslotion muss nach der Körperreinigung nicht abgewaschen werden. Grundsätzlich sollte man auf den Gebrauch von Wasser verzichten, da dieses nicht nur den Schmutz und die Seifenreste entfernt, sondern auch den hauteigenen Säureschutzmantel strapaziert.

Die Produkte ermöglichen eine wasserlose, hygienische und vereinfachte Reinigung von Kopf bis Fuß.

Bathe Lite Hautschutzpflegetuch 3 in 1



Reinigungs-, Hautschutz- und Pflegetuch
Verpackungseinheit: 24 Packungen - 8 Tücher je Packung
330 x 220 mm, extra dick
Parfümfrei

Reinigung, Pflege und Hautschutz in Einem!

Bei geröteter, gereizter und angegriffener Haut, wenn eine Reinigung mit Wasser und Seife nicht zu empfehlen ist.

Das extra dicke Tuch enthält einen Zusatz von 3% Dimethikon (Silikonöl), das sich wie ein transparenter und atmungsaktiver Schutzfilm auf die Haut legt.

Diese optimalen Eigenschaften helfen bei regelmäßiger Anwendung, Hautreizungen und inkontinenzassoziierte Dermatitis zu vermeiden.

Die Tücher lassen sich in der Mikrowelle erwärmen und sind in einer wiederverschließbaren Packung.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
BL1104	Bathe Lite Hautschutzpflegetuch 3 in 1	24 Packungen

Körperpflege

Bath in bed Waschtücher



Waschtücher
Verpackungseinheit: 24 Packungen
- 8 Stück je Packung
330 x 230 mm

Komplette Reinigung von Kopf bis Fuß!

Bath in bed Waschtücher sind weich aber dennoch fest und robust. Die Waschtücher setzen einen neuen Standard auf dem Gebiet der Ganzkörperreinigung und Feuchtigkeitspflege.

Die Reinigungssubstanzen müssen nicht abgewaschen werden. Die Waschtücher lassen sich in der Mikrowelle erwärmen und sind in einer wiederverschließbaren Packung.

Mit den Waschtüchern wird eine potentielle Kontamination vermieden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
RHS102	Bath in bed Waschtücher	24 Packungen

Haarwaschhaube ohne Spülen
Verpackungseinheit: 24 Packungen - 1 Stück je Packung

**Der neue Standard für die Haarwäsche -
einfach und schnell!**

Durch das milde Shampoo und den Conditioner wird das
Haar ganz ohne Wasser gereinigt und gepflegt.

Die Haarwaschhaube lässt sich in der Mikrowelle erwärmen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
RHS104	Reynard Haarwaschhaube	24 Packungen

**Besuchen Sie uns im Internet:
www.tapmed.de**




„Patientenlagerung auf der ITS“, die Broschüre im praktischen Kitteltaschen-Format

Fordern Sie
Ihr kostenloses
Exemplar an.

Tel. 05606 53060-0



Fotobeispiele aus der Broschüre



Patientenlagerung auf der ITS

Anwendungsbeispiele
innovativer Lagerungsprodukte

TapMed 


Platz für Ihre Notizen:

[illegible]

Legende

 CE - zertifiziert	 Mikrofaser Vlies
 EN ISO 12952-1 EN ISO - zertifiziert	 Memory Schaum
 Unsteril	 Filtersystem
 Latexfrei	 Maximale Belastbarkeit in kg
 Phthalatfrei	 Röntgenstrahlendurchlässig
 Nicht wiederverwendbares Einmalprodukt	 MRT - geeignet
 Verschweißte Nähte	 Maschinenwaschbar bis 65°C

**Kongresse - die Chance für ein persönliches Kennenlernen.
Scannen Sie den QR-Code für unsere Terminübersicht.**



<https://www.tapmed.de/termine/>

Wir sind für Sie da!



05606 53060-0



05606 53060-44



Außendienstmitarbeiter
vor Ort



info@tapmed.de



www.tapmed.de

www.tapmed.de

TapMed 
Medizintechnik Handels GmbH

Gewerbepark 10 · 34317 Habichtswald-Ehlen · Tel. 05606 53060-0 · Fax 05606 53060-44