




Tiergesundheit




„Neben der menschlichen, ist die Gesundheit von Tieren das höchste Gut. Wer sich dazu entscheidet, mit Tieren zusammenzuleben, wünscht sich nichts mehr, als ihnen ein langes und gesundes Leben zu ermöglichen.“
Monika Rinne, Geschäftsführerin TapMed.

Seit mehr als 30 Jahren ist die Firma TapMed ein kompetenter Partner im Vertrieb von innovativen und hochwertigen medizintechnischen Produkten für die Humanmedizin. TapMed sieht sich als Bindeglied zwischen den Herstellern und Anwendern. Ihren Kunden werden ein umfassender Beratungsservice, Produktschulungen und Workshops geboten, um einen detaillierten sowie transparenten Informationsfluss zu ermöglichen.

Diese langjährige Erfahrung und den umfassenden Service möchte die Firma TapMed auch in der Veterinärmedizin weitergeben und hat ihr Portfolio Ende 2019 um den Bereich Tiergesundheit erweitert.


Unter anderem bietet TapMed ein System zum Wundverschluss an, dass sogar bei großen Bauch OPs bei Pferden beste kosmetische Ergebnisse liefert. Für Hüft-TEPs, zum Beispiel bei Hunden oder Katzen, ist eine sichere Lagerung erforderlich. Auch hier gibt es eine optimale Lösung. Ein Vakuumkissen lagert das Tier stabil, der Tierarzt hat optimalen Zugriff. Zur Sicherung des OP-Ergebnisses und zur Unterstützung der Hundehalter zu Hause hat TapMed eine einzigartige Matratze entwickelt. Beste Druckentlastungseigenschaften treffen auf höchste Hygienestandards.

Inhaltsverzeichnis



DryMax VET	Professionelles Flüssigkeits-Management	Seite 3
Sandel	Gelenk und rückenschonendes Arbeiten	Seite 3
HSO	Klingen und Skalpelle	Seite 4
INSORB	Der neue Standard für den Hautverschluss	Seite 5
VAC-PAC	Die Lösung für sicheres und stabiles Lagern	Seite 6
AnubiMed	Das hygienische Hundebett	Seite 7

DryMax VET Professionelles Flüssigkeits-Management




Durch die patentierte Superabsorber-Technologie ist das DryMax VET Super-Saugtuch in der Lage, weitaus größere Mengen Flüssigkeit aufzunehmen als herkömmliche Saugtücher. Wasserbasierte Flüssigkeiten wie Urin, Blut, Fruchtwasser und Spülflüssigkeiten werden im Inneren des Super-Saugtuches sicher gebunden und tropffrei entsorgt. Das DryMax VET Saugtuch, mit blauem Folienrücken, absorbiert viele Arten von Flüssigkeiten und hält den Boden trocken. Mit DryMax VET tragen Sie maßgeblich zur Hygiene, sowie zum Arbeitsschutz im OP und Praxisbereich bei.

DryMax VET Super-Saugtuch



- Absorbiert und speichert große Mengen Flüssigkeit
- Beidseitig saugfähig
- Tropffreie Entsorgung

DryMax VET Saugtuch




- Folienrücken vermindert Rutschgefahr
- Einseitig saugfähig
- Zuschneidbar

Produktauswahl

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Saugleistung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
F40004	DryMax VET 5.0 Super-Saugtuch	bis zu 5 l	72 x 37	50 Stück
F40005	DryMax VET 2.3 Super-Saugtuch	bis zu 2,3 l	72 x 37	30 Stück
F40011	DryMax VET Saugtuch	bis zu 2 l	100 x 75	50 Stück

SANDEL® Gelenk- und rüdenschonendes Arbeiten



Rückenbeschwerden waren im Jahr 2019 Grund Nummer 1 für Krankschreibungen. TapMed bietet eine Auswahl der besten Produkte für rückenentlastendes Arbeiten an.

Z-Slider™



- Gleitfolie für rüdenschonendes Arbeiten
- Einfaches und sicheres Umlagern von Tieren
- Auch für schwere Tiere geeignet

Ergo-Step™



- Leichte, stabile Tritte aus Kunststoff
- Sicherer Höhenausgleich
- Geringe Geräuschbelastung


Anti-Müdigkeits-Matte™



- Bequemes stehen
- Reduzierung von Gelenkbelastungen
- Vorbeugung von Rückenschmerzen

Produktauswahl

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
2102	Z-Slider, Patiententransfersystem	98 x 83	2 Rollen je 30 Stück
1170	Ergo-Step™ Tritte	45,7 x 35,6 x 13,5	4 Stück
2317-P	Anti-Müdigkeits-Matte, klein	33 x 43 x 1,9	5 Stück
2332-P	Anti-Müdigkeits-Matte, mittel	51 x 81 x 1,9	4 Stück



Material, Schliff und Stabilität machen den Unterschied

Alle Klingen des HSO-Sortiments sind aus Swedish Stainless Steel gefertigt. Der spezielle Open Edge Schliff macht sie im Unterschied zu herkömmlichen Klingen deutlich haltbarer und länger einsetzbar (gem. Razor Edge Sharpness Test). Die HERKULES-Klingen haben einen verstärkten Rücken und sind damit stabiler und bruchsicherer, was besonders bei festen Strukturen ideal ist.

Passende Mehrweg-Skalpellgriffe, ebenfalls aus Stainless Steel, mit Teflonbeschichtung, finden Sie ebenfalls bei uns im Sortiment.

Der ZEUS-Sicherheitsskalpellgriff (gem. Richtlinie Nadelstich-Verordnung 2010/32/EU) verfügt über einen Metallschutzschieber, der das Verletzungsrisiko minimiert.

Für den schnellen Einsatz runden Einweg-Skalpelle mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff und metrischer Skalierung das Sortiment ab. Die Einweg-Sicherheits-Skalpelle verfügen zudem über eine einziehbare Schutzhülle.



N°3



N°4





Der innovative Hauthefter für einen sicheren und schnellen Hautverschluss und beste kosmetische Ergebnisse

Der subkutikuläre INSORB Hauthefter platziert resorbierbare Klammern horizontal in die Dermis, um einen nach außen gestülpten Hautverschluss zu erzielen. Die u-förmigen Klammern mit Widerhaken bestehen aus einem Polylactid-Polyglycolid-Copolymer.


Das sterile Einmalgerät enthält 30 resorbierbare Klammern, mit denen sich ein Schnitt von bis zu 21 cm Länge schließen lässt.

Ein Wundverschluss mit überzeugendem Ergebnis

Anders als Metallklammern verursachen die resorbierbaren subkutikulären Polymer-Klammern von INSORB keine perkutanen Verletzungen und müssen nicht entfernt werden.

Das bedeutet:

- Weniger Wundheilungsstörungen
- Schnellere Heilung
- Verbesserte Ästhetik



Vorteile für den Arzt

- Zeitersparnis
- Geringere Ermüdung der Hand
- Keine Verletzungen durch Nadelstiche
- Bessere klinische Ergebnisse
- Weniger Wundkomplikationen

Anwendungsbereich

Veterinär-Chirurgie:

- Chirurgische Eingriffe, wie Kolik-Operationen bei Pferden
- Orthopädische Eingriffe, wie Hüft-Operationen bei Hunden
- Ersatz für Metall-Klammern bei Nickelallergie



Produktauswahl

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)	Stückzahl je VE
2030	Insorb - subkutikulärer Haut-Hefter	20 x 15 x 21	Box mit 6 Stück



Die Lösung für sicheres und stabiles Lagern

Das hochwertige VAC-PAC Vakuumkissen zeichnet sich durch eine spezielle Füllung, widerstandsfähige Hülle und einfache Handhabung aus. Die Füllung besteht aus Polystyrol-Kügelchen in drei unterschiedlichen Größen. Beim Absaugen der Luft verdichten sich diese Kügelchen optimal, so dass die Patienten stabil in Position gehalten werden. Zur sicheren Lagerung eines Tieres im OP in nahezu jeder Position ist VAC-PAC genauso geeignet, wie zum Fixieren einzelner Körperteile größerer Tiere.

- Hohes Verdichtungspotential der Füllung
- Stabile Lagerung und Fixierung in OP und MRT
- Reinigung per Wischdesinfektion




Produktauswahl

Artikel-Nr.	Maße (in cm)	Form
516 11	41 x 30	
516 23	51 x 46	
516 30	90 x 73	
516 31	90 x 98	
516 32	90 x 118	
516 35	71 x 88	
516 40	193 x 76	

Das hygienische Hundebett mit dem besonderen PneumaPure™-Filter

Die einzigartige AnubiMed Matratze unterstützt den gesunden Schlaf des Hundes. Zur optimalen Polsterung und Unterstützung der Gelenke ist ein hochwertiger Visco-Schaum (Raumgewicht von 50 kg/qm) verarbeitet. Umhüllt wird der Schaumstoff von einer kratzfesten Polyurethan-Hülle. Diese hat verschweißte Nähte und ist mit dem **PneumaPure™ Filter** versehen. Durch die spezielle Struktur dieses Filters ergibt sich eine Porengröße, die kleiner ist als gängige Viren. So kann nichts als reine Luft in das Innere der Matratze gelangen. Die Reinigung erfolgt einfach per Wischdesinfektion.

Zu einem vollwertigen Hundebett wird die Matratze durch die Bezüge, die in Handarbeit von Menschen mit und ohne Behinderung der Baunataler Diakonie Kassel genäht werden.



Produktauswahl

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe (in cm)
3012012	AnubiMed Hundebett Größe S	45 x 65 x 8
3012035	AnubiMed Hundebett Größe M	65 x 90 x 9
3012096	AnubiMed Hundebett Größe L	70 x 110 x 11
3012097	AnubiMed Hundebett Größe L-Plus	80 x 120 x 13

Für alle Hundebetten sind die passenden Bezüge in den Farben orange und grau separat erhältlich!





Ihre Ansprechpartner für die TapMed-Tiergesundheit. Wir beraten Sie gerne!

Beate Nickolai

Tel. +49 (0) 5606 53060-0
beate.nickolai@tapmed.de



Tanja Rosenberger

Tel. +49 (0) 5606 53060-0
tanja.rosenberger@tapmed.de

TapMed 
Medizintechnik Handels GmbH

Gewerbepark 10 · 34317 Habichtswald-Ehlen
www.tapmed.de · info@tapmed.de

 Online-Shop: www.anubimed.de

 Instagram: [anubimed_by_tapmed](https://www.instagram.com/anubimed_by_tapmed)