



Die superflexible Vakuum-Matte

Die Lösung für sichere und stabile Lagerung

Vac-Pac ist eine Vakuum-Matte, die sich an das Tier anlegt und es bei Operationen und anderen Eingriffen sicher in einer festen Position hält. Vac-Pac ist mit festen, winzig kleinen Polystyrolkugeln gefüllt. Die Kugeln haben verschiedene Größen und bilden so eine besonders gut formbare Masse, sobald die Luft aus der Matte abgesaugt wird. Durch das individuelle Anpassen an den Patienten entsteht eine druckentlastende Vergrößerung der Auflagefläche.



VAC-PAC Form 31
51631 | 90 x 98 cm

- sichere Lagerung
- einfache Handhabung
- universell einsetzbar
- latexfrei
- nicht leitend
- röntgenstrahlendurchlässig

Sicher | Einfach | Universell

- unkomplizierte und individuelle Lagerung im OP
- Sicherung des Patienten beim Transport
- Ruhigstellen von Frakturen

Artikel-Nr.	Maße (in cm)	Form
51611	41 x 30	
51623	51 x 46	
51630	90 x 73	
51631	90 x 98	
51632	90 x 118	
51635	71 x 88	
51640	193 x 76	

Wir sind für Sie da!

TapMed 

TapMed Medizintechnik Handels GmbH
Gewerbepark 10
34317 Habichtswald-Ehlen

Telefon: 05606 53060-0
Fax: 05606 53060-44
E-Mail: tiergesundheits@tapmed.de

Absender (Stempel):

Abteilung: _____

Ansprechpartner/in: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

- Ich möchte **OLYMPIC VAC-PAC®** bestellen, bitte rufen Sie mich an.
- Ich habe Interesse an einer Erprobung, bitte rufen Sie mich an.
- Ich möchte besucht werden, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Ich berate Sie gern!



Beate Nickolai

Tel. +49 (0) 5606 53060-0
beate.nickolai@tapmed.de

