



Patientenversorgung

An Ihrer Seite. TapMed ✓

Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,

wir freuen uns, Ihnen mit dem vorliegenden Katalog hochwertige und innovative Produkte für die Bereiche Pflege, Lagerung, Dekubitusprophylaxe, Hygiene und Patientensicherheit für Intensivstationen vorstellen zu dürfen.

TapMed ist seit über 30 Jahren der verlässliche Partner von Kliniken, Krankenhäusern und Arztpraxen in Deutschland. Unser Team von mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Innen- und Außendienst berät umfassend, kompetent und engagiert bei der Auswahl der für Sie passenden Produkte.

Als Produktspezialist stehen wir gern an Ihrer Seite: Wir freuen uns auf Ihre Aufgaben.

Ihr TapMed Team

TapMed ✓



Bettwaren &
Positionierer

Seite 4-7

Bettwaren &
Positionierer

Lagerung
des Kopfes

Seite 8-11

Lagerung des
Kopfes

Patiententransfer

Seite 12-17

Patienten-
transfer

Patientensicherheit

Seite 18-25

Patienten-
sicherheit

Mundhygiene

Seite 26-29

Mundhygiene

Körperpflege

Seite 30-32

Körperpflege

Wir sind für Sie da!



05606 53060-0



www.tapmed.de



05606 53060-44



info@tapmed.de



Außendienstmitarbeiter vor Ort

Unsere Kataloge werden online
laufend aktualisiert.

Rev. 06 / 03-2023



Bettwaren und Positionierer




SleepAngel® - hygienisch, formstabil und sicher Dank PneumaPure® Filtertechnologie.

Die innovative PneumaPure® Filtertechnologie der SleepAngel®-Produkte bietet klinisch nachgewiesene Vorteile:

Der Eintritt von Krankheitserregern und Allergenen (z.B. MRSA, Norovirus, C.diff, E.-Coli usw.) in das Innere der Produkte wird wirksam verhindert. Gleichzeitig ermöglicht PneumaPure® den aktiven Luftaustausch.

SleepAngel®-Produkte können mit handelsüblichen Mitteln wischdesinfiziert werden.

Alle Nähte der SleepAngel®-Produkte sind hygienisch verschweißt, sodass auch hier keine Verunreinigungen ins Innere gelangen können. Die hautsympathische Soft-Touch-Oberfläche unterstützt den Wärmehaushalt des Patienten.



SleepAngel® Kissen



SleepAngel® Kissen sind mit einem hochwertigen Mikrofaser-Vlies gefüllt. Dieses Mikrofaser-Vlies gewährleistet die Formstabilität und Langlebigkeit der Kissen bei gleichzeitig hohem Schlafkomfort.

Die hautsympathische Soft-Touch-Oberfläche gewährleistet den Wärmeaustausch und unterstützt den gesunden Schlaf.

SleepAngel® Kissen sind in zwei Größen erhältlich.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm (B x L)
3012092-single	SleepAngel® Kissen klein, 1 Stück	40 x 80
3012092-4	SleepAngel® Kissen klein, 4 Stück	40 x 80
3010031-single	SleepAngel® Kissen groß, 1 Stück	80 x 80
3010031-2	SleepAngel® Kissen groß, 2 Stück	80 x 80


SleepAngel® Positionierer



Dank des hochwertigen Memory-Schaums in den SleepAngel® Positionierern können diese Produkte universell verwendet werden:

Zur Positionierung des Patienten bspw. in Rücken- oder Seitenlage, zur Positionierung der Extremitäten oder auch zur Unterstützung in der Bauchlage.

SleepAngel® Positionierer sind auch zur sanften Unterstützung der Lagerung des Kopfes geeignet.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm (B x L x H)
3012022-single	SleepAngel® Positionierer klein, 1 Stück	30 x 40 x 8
3012022-4	SleepAngel® Positionierer klein, 4 Stück	30 x 40 x 8
3012093-single	SleepAngel® Positionierer groß, 1 Stück	40 x 80 x 12
3012093-4	SleepAngel® Positionierer groß, 4 Stück	40 x 80 x 12

SleepAngel® Keil und Rolle



Der SleepAngel® Keil unterstützt die seitliche Lagerung von Patienten und die Stabilisierung bspw. von Armen, Beinen oder Kopf.

Der verwendete Memory-Schaum ist hierbei ebenso formgebend und stabilisierend wie anschmiegsam.

Universell einsetzbare Memory-Schaum-Rolle, mit hygienisch verschweißten Nähten und PneumaPure-Filtersystem.

Die Rolle bietet einfache Patientenpositionierung und sorgt für optimale Druckentlastung.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm (B x L x H)
3012072-single	SleepAngel® Keil, 1 Stück	40 x 20 x 10
3012072-4	SleepAngel® Keil, 4 Stück	40 x 20 x 10
3012047-single	SleepAngel® Rolle, 1 Stück	15 x 60
3012047-4	SleepAngel® Rolle, 4 Stück	15 x 60

SleepAngel® Lagerungsschlange



Die SleepAngel® Lagerungsschlange ist im Klinikbetrieb vielseitig einsetzbar: Sie kann zur Stabilisierung und druckentlastenden Lagerung von Patienten genutzt werden. Die SleepAngel® Lagerungsschlange ist mit einem hochwertigen, formstabilen Microfaser-Vlies gefüllt. Dieses Microfaser-Vlies ermöglicht, dass das Produkt bedarfsgerecht an den Patienten angepasst werden kann und nach Gebrauch stets in die Ursprungsform zurückfindet.

SleepAngel Lagerungsschlange gibt es in zwei Ausführungen mit 1700 g (Standard) und 1300 g (Light) Füllung um die Patienten bestmöglich zu lagern.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm (L / Ø)
3014001-single	SleepAngel® Lagerungsschlange Standard, 1 Stück	190 / 35 (oval)
3014001-2	SleepAngel® Lagerungsschlange Standard, 2 Stück	190 / 35 (oval)
3014006-single	SleepAngel® Lagerungsschlange Light, 1 Stück	190 / 35 (oval)
3014006-2	SleepAngel® Lagerungsschlange Light, 2 Stück	190 / 35 (oval)

SleepAngel® Decke



Die SleepAngel® Decke ist mit dem hochwertigen Mikrofaser Vlies gefüllt. Das Soft-Touch-Obermaterial ist atmungsaktiv und unterstützt den Wärmehaushalt des Patienten.

Zusammengerollt kann die Decke auch zur Patientenpositionierung genutzt werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm (B x L)
4012005-single	SleepAngel® Decke, 1 Stück	135 x 200
4012005-2	SleepAngel® Decke, 2 Stück	135 x 200

SleepAngel® Still- und Relaxkissen



Das SleepAngel® Still- und Relaxkissen ist anatomisch geformt und legt sich sanft um den Körper der stillenden Mutter. Die hochwertige, formstabile Schaumstoff-Füllung aus Vlies bietet sicheren Halt für das Baby während des Stillens.

Nach dem Stillen kann das Baby zur Entspannung im Rund des Still- und Relaxkissens abgelegt werden. Alle Nähte des Kissens sind luftdicht verschweißt. Dank des patentierten PneumaPure® Filters kann das Kissen „atmen“, wobei nichts als pure Luft ins Innere des Kissens dringt. Viren, Bakterien und andere Krankheitserreger werden sicher herausgefiltert.



Artikel-Nr.	Bezeichnung
3012101-single	SleepAngel® Still- und Relaxkissen, 1 Stück
3012101-4	SleepAngel® Still- und Relaxkissen, 4 Stück

Trulife Positionierpolster



Trulife Positionierpolster sind universell einsetzbare, aus zwei unterschiedlichen Schaumstoffen (Slow-Foam und Memory-Foam) gefertigte Lagerungshilfen.

Hygienischer Vorteil: Die Nähte des latexfreien, hautfreundlichen Obermaterials sind ultraschall-versiegelt.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
ELP214	Positionierpolster Rolle	500 x 120
ELP011	Positionierpolster Quader	330 x 230 x 30
ELP049	Positionierpolster Keil	200 x 250 x 100

Trulife ARDS Polster-Set ELP200T




Das ARDS Polster-Set wird zur Lagerung von Patienten in Bauchlage verwendet. Es besteht aus vier einzelnen Komponenten.

Die hochwertigen Schaumstoffpolster sind mit einem hautfreundlichen Obermaterial überzogen. Alle Nähte sind hygienisch ultraschall-verschweißt, außerdem erlaubt ein Hygiene-Filter den Luftaustausch. Krankheitserreger können nicht in die Schaumstoffpolster eindringen.

Die Komponenten des Sets werden ergonomisch unter dem Patienten angeordnet, damit eine optimale, druckentlastende Lagerung gewährleistet werden kann. Die Freilagerung des Abdomens erleichtert die Beatmung.

Zusätzlichen Schutz der Haut bietet unsere Softmat-Schaumstoffauflage.




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm (B x L x H)
ELP200T	ARDS Polster-Set, 4-teilig für die Bauchlage	
Die Produkte des Sets sind auch einzeln erhältlich:		
ELP215	ARDS Brust-Polster ①	300 x 500 x 171
ELP216	ARDS Bauch-Polster ②	300 x 500 x 161
ELP217	ARDS Hüft-Polster ③	300 x 500 x 81
ELP218	ARDS Positionierpolster Keil ④	310 x 500 x 150
5823-10	Schaumstoff-Einmalarmpolster, 6 Paar	
116855	Softmat-Schaumstoffpolsterauflage für ELP200T, 6 Paar	610 x 500 x 20
118299	Softmat Schaumstoffpolsterauflage universal, 6 Stück	610 x 500 x 20

Trulife Positionierpolster ELP914 und EL904




Mit dem PronePad ELP914 und dem EL904 werden Patienten in der Bauchlage druckentlastend positioniert. Beide Produkte sind für den Einsatz im OP und der ITS bestens geeignet. Die Aussparung im Bereich des Abdomens erleichtert die Beatmung der Patienten. Der Ausschnitt im Halsbereich ermöglicht einfachen Einsatz eines Kopfpolsters. Im Axilla-Bereich ist das Polster beidseits abgesenkt, sodass Druck und Kompression vermieden wird.

Besonderheit des EL904: Auf der Oberfläche des formgebenden Schaumstoffs ist eine zusätzliche Gel-Schicht aufgebracht. Diese Gel-Schicht sorgt für eine optimale Druckverteilung.



ELP 914



EL904

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
ELP914	Positionierpolster Prone Pad	1014 x 480 x 140
EL904	Körperpositionierpolster Bauchlage	1115 x 520 x 140
116854	Softmat-Schaumstoffpolsterauflage für ELP914 und EL904, 6 Stück	1000 x 500 x 20



Lagerung des Kopfes

Das Original ProneView® ist das bewährte System für die Positionierung des Kopfes in der Bauchlage.

- Hygienisch durch Einweg-Poltereinsätze aus Schaumstoff
- Überragende Augenvisualisierung
- Der Tubus kann seitlich ausgeführt werden
- Optimale Druckverteilung
- Einstellbare, neutrale Halspositionierung durch höhenverstellbaren Spiegel (D28590) bzw. höhenverstellbare Basisschale (D28502)


Es sind zwei unterschiedliche Produkt-Sets erhältlich:

- a)
- Wiederverwendbarer Spiegel (D28520 oder D28590)
 - Wiederverwendbare Basisschale (D28501)
- b)
- Wiederverwendbare Basisschale mit Handrädern zur Höhenjustierung (D28502) und dazugehörigem Spiegel (D28580)


Zur idealen Anpassung an die Größe des Patientenkopfes stehen drei Original-Poltereinsätze zur Auswahl:

Art.-Nr. D28507 - klein
Art.-Nr. D28505 - mittel
Art.-Nr. D28503 - groß

ProneView® ist einfach in der Handhabung, verhindert Druck auf die Augen und unterstützt die Anästhesie in der Überwachung des Patienten bei langen Operationen und bei Risikopatienten.




Artikel-Nr.	Bezeichnung
D28501	Basisschale, passend zu Spiegeln D28520 und D28590
D28520	Spiegel mit zwei Aufsetzpunkten
D28590	Spiegel mit 4 Aufsetzpunkten, höhenverstellbar
D28510	ProneView® Basisschale u. Spiegel, höhenverstellbar
D28502	Basisschale mit Handrädern zur Höhenjustierung, passend zu D28580
D28580	Spiegel zu Basisschale D28502
D28503	Original-Poltereinsatz groß, VE 10 Stück
D28505	Original-Poltereinsatz mittel, VE 10 Stück
D28507	Original-Poltereinsatz klein, VE 10 Stück



Das GentleTouch® Kopfpolster - eine einfache und sichere Kopflagerung in der Bauchlage; verhindert Druck auf die Augen auch bei längeren Operationen. GentleTouch® ist ein hygienisches Einmalprodukt aus stabilem, formgebendem, blauem Schaumstoff und einer weißen, weichen Schaumstofflage für den direkten Kontakt mit dem Gesicht.


GentleTouch® Kopfpolster sind in unterschiedlichen Größen mit Intubationsausgang wahlweise zur rechten oder zur linken Seite erhältlich. Der Tubus muss nicht diskonnektiert werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
1937DZ	GentleTouch® Kopfpolster groß rechter Intubationsausgang, VE 12 Stück	240 x 260 x 180
1941DZ	GentleTouch® Kopfpolster groß linker Intubationsausgang, VE 12 Stück	240 x 260 x 180
1937SDZ	GentleTouch® Kopfpolster mittel rechter Intubationsausgang, VE 12 Stück	240 x 260 x 130
1941SDZ	GentleTouch® Kopfpolster mittel linker Intubationsausgang, VE 12 Stück	240 x 260 x 130
1948DZ	GentleTouch® Kopfpolster klein rechter Intubationsausgang, VE 12 Stück	205 x 180 x 100

ValueTouch™

Das hochwertige, phtalat- und latexfreie ValueTouch™ Schaumstoffpolster wird für die Lagerung des Kopfes in Rücken- und Seitenlage verwendet. Es ist ein hygienisches Einmalprodukt und sorgt für eine gute Druckverteilung. Das ValueTouch™ Schaumstoffpolster ermöglicht die Freilagerung des Hinterkopfes in Rückenlage sowie die Freilagerung des Ohrs in Seitenlage.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
1902-20	ValueTouch™ Kopfpolster, VE 20 Stück	200 x 210 x 100

Trulife ET Schaumstoffkopfpolster

Kopfpolster aus viskoelastischem Schaumstoff. Hygienischer Vorteil: die Nähte sind verschweißt. Ein spezieller Filter verhindert das Eindringen von Keimen in das Innere des Kopfpolsters und erlaubt gleichzeitig den Luftaustausch.

Die seitlichen Führungen bieten Halt und Stabilität für den Kopf des Patienten.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
TR012	ET Schaumstoffkopfpolster	260 x 200 x 154

Wissen - immer einen Schritt voraus

Die fachgerechte Patientenpositionierung ist eine Voraussetzung zur Vermeidung von lagerungsbedingten Schäden im stationären, intensivmedizinischen und operativen Bereich. In unseren Workshops vermitteln wir Ihnen die Umsetzung der sicheren Patientenpositionierung in Theorie und Praxis. Unsere Referenten schulen praxisbezogenes Wissen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Standards zu diesen Themen:

- Patientenpositionierung
- Patiententransfer
- Patientenmobilisation
- Rückenschonendes Arbeiten

TapMed 
AKADEMIE

Lernen | Verstehen | Anwenden



Inhalte unserer Workshops

Sichere Patientenlagerung im OP

- Grundlegende Standardpositionierungen für alle Fachbereiche
- Umgang mit OP-Tisch
- Einsatz von innovativen Positionierhilfen im OP
- Patientensicherheit durch Prävention und Prophylaxe
- Hygienische Arbeitsabläufe und sichere Arbeitsweise im OP
- Rückenschonendes Arbeiten

Sichere Patientenlagerung auf der ITS

- Grundlegende Standards zur sicheren Patientenpositionierung in 180° Bauchlage
- Scherkraftfreier Patiententransfer
- Einsatz von innovativen Positionierhilfen auf der ITS
- Patientensicherheit durch Prävention und Prophylaxe
- Hygienische Arbeitsabläufe und sichere Arbeitsweise
- Rückenschonendes Arbeiten



Schulungsleiterin TapMed AKADEMIE

Katrin Schmidt

Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin





Patiententransfer

Ein Luftpolster unter der HoverMatt® ermöglicht den nahezu reibungslosen und leichten seitlichen Transfer und die Positionierung von Patienten. Verletzungen beim Patienten durch Scherkräfte während des Transfers werden vermieden. Das HoverMatt®-System reduziert gleichermaßen die Belastung für Patienten und Pflegepersonal. Das pneumatische Umbettungssystem hat eine Tragfähigkeit von bis zu 544 kg. Es ist latexfrei, röntgenstrahlendurchlässig und MRT-geeignet. HoverMatt® ist ideal zum Transfer auch adipöser Patienten und in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

HoverMatt® - mehrfach verwendbar

Die HoverMatt® ist als mehrfach verwendbares, wiederaufbereites Umbettungssystem in unterschiedlichen Breiten und Qualitäten erhältlich. Diese Produkte sind latexfrei, röntgenstrahlendurchlässig, MRT-geeignet, wischdesinfizierbar und bei 65°C in der Maschine waschbar. Die Nähte dieser HoverMatt® sind RF-verschweißt und damit sehr robust. Die Produkte HM34DC sowie HM39DC verfügen zusätzlich über eine Doppelbeschichtung. Das erhöht die Haltbarkeit. Für die wiederverwendbare HoverMatt® wird die Verwendung von Einmal-Schutzbezügen empfohlen (Art.-Nr. HMDS3).

HoverMatt® - Einpatienten-Modell

Neben den vorstehenden Modellen führen wir die HoverMatt® als Einpatienten-Modell: Art.-Nr. HM34SPU. Diese HoverMatt® kann während des Klinikaufenthaltes bei dem Patienten verbleiben und wird im Anschluss entsorgt. Das Risiko von Kreuzkontaminationen wird reduziert. Die Kosten für Reinigung und Aufbereitung werden gespart.



HTAIR2300



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
HM34HS	HoverMatt®, Größe 2	860 x 1980
HM39HS	HoverMatt®, Größe 3	990 x 1980
HM34DC	HoverMatt®, Doppelbeschichtung, Größe 2	860 x 1980
HM39DC	HoverMatt®, Doppelbeschichtung, Größe 3	990 x 1980
HM34SPU	HoverMatt®, Einpatienten-Modell, Größe 2	860 x 1980
HMDS3	Einmal-Schutzbezüge für HoverMatt®, VE 5 Stück	
HTAIR2300	Air Supply, Gebläse, 230 V	



Druckentlastung und Patientenpositionierung im OP



Druckentlastung und Patientenpositionierung

Der Katalog mit hochwertigen Trulife Gel-Lagerungshilfen

Fordern Sie
Ihr kostenloses
Exemplar an:

Tel. 05606 53060-0

Mit dem HoverJack® werden (auch bariatrische) Patienten sicher und leicht angehoben und transportiert. Gestürzte Patienten werden mittels vier Luftkammern bequem auf bis zu 76 cm Höhe angehoben. Die teflonbeschichtete Unterseite des HoverJack ermöglicht den Transport über Flure und Treppen. In der Kombination mit der HoverMatt können Patienten von dem HoverJack zum Bett oder OP-Tisch umgelagert werden.

Tragfähigkeit: 544 kg

Material: Oberseite Nylon, Unterseite Teflon und imprägniertes Polyester, latexfrei, wischdesinfizierbar



HJ3202T



HTAIR2300



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
HJ3202T	HoverJack®	810 x 1980
HTAIR2300	Air Supply, Gebläse, 230 V	



Barbara Grüning

Abteilungsleitung
Patientenversorgung

„Der Transfer und Transport von Patienten gehört untrennbar zur täglichen Arbeit des Pflegepersonals. Unsere innovativen Transport- und Transferprodukte helfen, die Arbeitskraft des Personals zu erhalten und die Belastung für den Patienten zu reduzieren.“

HoverJack® Evacuation II Pneumatischer Patientenlifter



Der HoverJack® Evacuation II wurde speziell für die Evakuierung von Patienten entwickelt. Zusätzlich zu den Produkteigenschaften des HoverJack® verfügt der HoverJack® Evacuation II über folgende Vorteile:

Der verstärkte, teflonbeschichtete Boden in Verbindung mit der robusten Ummantelung dieses Transportproduktes ermöglicht den Einsatz auf nahezu jedem Untergrund. Der Patient wird während des Transportes mit Fuß-Sack und Hosenträgergurten gesichert. Ein aufblasbarer Kopfkeil erhöht den Komfort des Patienten während des Transportes. Die Pflege-/ Rettungskräfte bewegen den HoverJack® Evacuation II mittels breiter, stabiler Gurte. Rückenbelastendes Heben entfällt. Der HoverJack® Evacuation II kann u.a. für die Evakuierung in engen Treppenhäusern genutzt werden.

Doppelter Vorteil:

- Der Transport mit dem HoverJack Evacuation II ist für den Patienten sicher und schonend.
- Die Pflege-/ Rettungskräfte arbeiten ergonomisch, kraftsparend und rückschonend.



HTAIR2300



Patienten-
transfer

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
HJ32EV-2	HoverJack® Evacuation II	820 x 1830 x 760
HTAIR2300	Air Supply, Gebläse, 230 V	

Q2ROLLER® Pneumatische Patientenpositionierhilfe



Das regelmäßige Umlagern ist für bettlägerige Patienten kritisch. Bislang ist es eine Herausforderung für die Pflegekräfte, diese zeit- und kraftintensive Aufgabe zu meistern. Dafür hat HoverTech den Q2ROLLER® entwickelt. Ein Produkt, das das laterale Drehen von Patienten effizient und leicht macht.

Der Q2ROLLER® verfügt über 2 Luftkammern. Diese Luftkammern werden von einer Pflegekraft mittels Gebläse kontrolliert belüftet, um die optimale Position für das Wohlbefinden des Patienten zu erreichen und ihn vor Druck zu schützen.

Der Q2ROLLER® schützt das Pflegepersonal, indem manuelles Heben der Patienten vermieden wird. Des Weiteren schützt der Q2ROLLER® den Patienten, weil Reibungs- und Scherkräfte, wie sie bei herkömmlichen Lagerungsmethoden auftreten können, vermieden werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
HTR-200	Q2ROLLER® - pneumatische Patientenpositionierhilfe, 5 Stück	1220 x 1120
HTR-CHX-5PACK	Einmalschutzauflage für Q2ROLLER®, 5 Stück	990 x 990
HTAIR2300	Air Supply, Gebläse, 230 V	

Z-Slider Transferfolie



Die Folie für den Transfer und die Positionierung von Patienten. Der Z-Slider hilft Schädigungen des Rückens durch das Heben, den Transfer und die Positionierung von Patienten zu verhindern. Der Z-Slider ist auf Rolle sowie in handlichen Boxen erhältlich. Für die Boxen bieten wir die passenden Wandhalterungen an.

- Einfaches und sicheres Umlagern von Patienten
- Gleiten statt Heben
- Rückenentlastendes Arbeiten
- Auch zur Anwendung bei adipösen Patienten
- Hygienisches Einmalprodukt
- Latexfrei
- Mit Wandhalterung oder Spenderbox lieferbar



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
2102	Z-Slider, 1 VE = 2 Rollen à 30 Folien	990 x 830 / Folie
2104	Z-Slider, 1 VE = 6 Boxen à 10 Folien	990 x 830 / Folie
2104-H-single	Wandhalterung für Art.-Nr. 2104	290 x 250 x 60



**Kostenlose Muster der
Transferfolien unter folgender
Telefonnummer erhältlich:
05606 53060-0**

Flat Slide Sheet



Flat Slide Sheet - für den einfachen und schonenden Patiententransfer

- Neues Gewebe mit hervorragender Gleitfähigkeit
- Öko-zertifiziert
- Reißfest
- Latexfrei
- Einfache Handhabung
- Hygienisches Einwegprodukt
- Beim selben Patienten mehrfach verwendbar
- Enorme Kraftreduzierung für den Anwender beim Patiententransfer



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in cm
DFS70200X50SP	Flat Slide Sheet, VE 50 Stück	70 x 200

Rollboards ermöglichen den problemlosen, leichten Patiententransfer. Sie überzeugen durch einfaches Handling und gewährleisten Transfer- und Pflegesicherheit. Die Rollboards sind röntgen- und MRT-geeignet. Sowohl Rollboards als auch Cover sind einfach zu reinigen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm
PMF-9095	Rollboard inkl. Cover	950 x 500
PMF-9085	Rollboard, faltbar inkl. Cover	950 x 500
PMF-9150	Rollboard, faltbar inkl. Cover	1500 x 600
PMF-9170	Rollboard, faltbar inkl. Cover	1800 x 500
PMF-9086	Ersatzcover für PMF-9085 und PMF-9095	
PMF-9171	Ersatzcover für PMF-9170	
10-102	Wandhalterung für Rollboard	80 x 160 x 140

Schutz- und Gleitfolien für Rollboard

Die grünen Gleitfolien (Art.-Nr. PM-060.60-100) werden für Positionswechsel und Transfers von Patienten verwendet. Der Einweggebrauch der Gleitfolien bietet eine schnelle und hygienische Anwendung.

Rückengerecht und kraftsparend für die Pflegekräfte, einfach und schonend für den Patienten, reduzieren die Einweg-Gleitfolien die Reibungskräfte bei der Umlagerung. Die grüne Gleitfolie ist biokompatibel und kann individuell auf Länge zugeschnitten werden. Gebrauch mit dem Rollboard: Das Cover wird entfernt, die grüne Gleitfolie sodann über das Rollboard gezogen.


Die transparente Einweg-Schutzfolie (Art.-Nr. PMF-0192 und PMF-0191) wird über Rollboard und Cover gezogen und an der Perforation abgetrennt. Die Einweg-Schutzfolie verhindert die Kontamination von Rollboard und Cover.

Gleitfolie und Einweg-Schutzfolie sind latexfrei und aus LDPE* gefertigt.

* Low-Density Polyethylen (Weich-Polyethylen)



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in m
PM-060.60-100	Gleitfolie, 1 Rolle	0,6 x 100 m
PMF-0192	Einweg-Schutzfolie, 1 Rolle à 55 Folien	0,55 x 1,8 m / Folie
PMF-0191	Einweg-Schutzfolie, 1 Rolle à 110 Folien	0,55 x 0,9 m / Folie



Patientensicherheit

Patientensicherheit ist im Krankenhaus, im häuslichen Bereich und auch bei Krankentransporten ein wichtiger Aspekt.

Patienten, die Aggressionen im Krankheitsbild aufweisen, können sich selbst aber auch das Pflegepersonal schwer verletzen.

Um den Patienten in Pflegebetten und Rollstühlen bestmöglichen Schutz zu bieten, finden Sie bei uns bedarfsgerechte Fixiersysteme. Diese sind individuell einsetzbar und einfach in der Handhabung.

SafeFix Hand- und Fingerfixierung



SafeFix - Hand- und Fingerfixierung
für Erwachsene, inklusive Fix Band - Fixierband* (Länge 2,50 m)

SafeFix ist eine weich gepolsterte Hand- und Fingerfixierung für Patienten jeder Altersgruppe.

SafeFix verhindert jegliches Manipulieren an Infusionen, Kathetern, Drainagen oder lebenserhaltenden technischen Geräten und dient somit dem Selbstschutz der Patienten. Hände und Finger sind wie in einem Fäustlinghandschuh geschützt.

Beim selben Patienten mehrfach verwendbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOSAFIX5000	SafeFix - Hand- und Fingerfixierung groß 18 cm	10 Stück
HSOSAFIX4000	SafeFix - Hand- und Fingerfixierung klein 15 cm	10 Stück
HSOFIXBAND6000	Fix Band - Fixierband	100 Stück

* Das Fix Band - Fixierband ist auch separat erhältlich.

Patienten-
sicherheit

SafeFix Light Hand- und Fingerfixierung



SafeFix Light - Hand- und Fingerfixierung
Wärmehandschuh für Erwachsene,
inklusive Fix Band - Fixierband* (Länge 2,50 m)

Bewegungseingeschränkte Patienten sowie Personen mit unkontrolliertem Bewegungsdrang sind eine tägliche Herausforderung für das Pflegepersonal. Zudem gestaltet sich das Warmhalten der Hände meist schwierig.

SafeFix Light vereint beide Anforderungen in einem Produkt.

Während die Systematik von SafeFix das Manipulieren an Infusionen etc. verhindert, ermöglicht hier eine Stoffklappe an den Fingerspitzen die Messung lebenswichtiger Indikatoren. Eine doppelte Polsterung wirkt zudem unterstützend auf die körpereigene Temperatur an Händen und Fingern.

Beim selben Patienten mehrfach verwendbar.

* Das Fix Band - Fixierband ist auch separat erhältlich.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOSAFIX5000L	SafeFix Light - Hand- und Fingerfixierung 18 cm	10 Stück
HSOFIXBAND6000	Fix Band - Fixierband	100 Stück

SafeHeat Wärmehandschuh und -pad



SafeHeat - Wärmehandschuh und -pad
Aufwärmen mit System

Set bestehend aus:
Wärmehandschuh
Wärmepad

SafeHeat ist ein zertifizierter und sicherer Wärmehandschuh zum kontrollierten Erwärmen von Händen und Füßen. Die Wärme wird durch das Schütteln des Wärmepads erzeugt. SafeHeat löst die üblichen Behelfslösungen ab und ermöglicht gleichzeitig zuverlässige Sättigungsmessungen an Händen und Füßen.

Das Wärmepad gibt die benötigte Wärme bis zu 12 Stunden ab. Eine Temperatur von 40°C wird nicht überschritten.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOSAFEHESET	SafeHeat - Wärmehandschuh & -pad	20 Sets

ProFix Multifunktionale Fixationsschiene



ProFix - Multifunktionale Fixationsschiene
22 cm lang, 9 cm breit
einteilig, gut formbar, schnell zu fixieren mit integrierten Klettbindern

ProFix ist eine einteilige, weich gepolsterte Handschiene, die für Patienten aller Altersgruppen geeignet ist. Die solide Verarbeitung ermöglicht eine problemlose und schmerzfreie Ruhigstellung des Handgelenks bei arteriellen Zugängen und peripheren Infusionen.

ProFix sorgt für eine wirkungsvolle Entlastung und ist dank des hautfreundlichen Schaumstoffmaterials angenehm zu tragen.

Beim selben Patienten mehrfach verwendbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOPF22	ProFix - Multifunktionale Fixationsschiene	25 Stück

OPFix Soft Hand- und Fußfixierung



OPFix Soft - Hand- und Fußfixierung
Fixierband ist festgenäht

OPFix Soft bietet sowohl für den Anwender als auch den Patienten spürbar höheren Komfort. Die extrem weiche Polsterung der Manschette erhöht den Tragekomfort für den Patienten merklich. Das Band samt Metallring ist stabil mit der Manschette vernäht und erleichtert dadurch die Anwendung. Es kann der jeweiligen Anwendungssituation angepasst werden.

Beim selben Patienten mehrfach verwendbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOOPFIX800	OPFix Soft - Hand- und Fußfixierung	25 Paar

Patienten-
sicherheit

OPFix Hand- und Fußfixierung



OPFix - Hand- und Fußfixierung
inklusive FIX BAND - Fixierband* (Länge 2,50 m)

OPFix ist eine weich gepolsterte, zweiteilige Hand- und Fußfixierung für Patienten jeder Altersgruppe.

OPFix verhindert das unkontrollierte Manipulieren an Zugängen, Drainagen oder lebenserhaltenden technischen Geräten und dient somit dem Eigenschutz der Patienten. Bei der Umlagerung der Patienten sorgt das zweiteilige OPFix für eine einfache und schnelle Handhabung.

Beim selben Patienten mehrfach verwendbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOOPFIX1000	OPFix - Hand- und Fußfixierung (Halterung aus Metall)	25 Paar
HSOOPFIX1000P	OPFix - Hand- und Fußfixierung (Halterung aus Kunststoff)	25 Paar
HSOFIXBAND6000	Fix Band - Fixierband	100 Stück

* Das Fix Band - Fixierband ist auch separat erhältlich.


TransFix Transport-Fixierung



TransFix ist eine weiche, extra breite Manschette die u.a. Einweg-Druckwandler, EKG-Kabel und Schläuche an den Extremitäten von erwachsenen und jugendlichen Patienten fixiert.

Der atmungsaktive Schaumstoff der Manschette ist hypoallergen. Die sichere Fixierung eines Druckwandlers hilft, die richtigen Werte zu generieren, und reduziert zusätzliche Eichungen. TransFix ist in einer Universalgröße erhältlich.

Beim selben Patienten mehrfach verwendbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOTRFIX4000	TransFix Transport-Fixierung	25 Stück


TTFix Two Trachealkanülen-Fixierung



TTFix Two - Trachealkanülen-Fixierung
zweiteilig, weiß

TTFix Two ist ein zweiteiliges Fixierband mit Klettverschlüssen. Trachealkanülen können einfach und rasch fixiert werden.

TTFix Two ist für verschiedene Halsumfänge individuell einstellbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOTTFIX3010	TTFix Two - Trachealkanülen-Fixierung	25 Stück

ETTFix One Silikon Endotrachealtuben-Fixierung



ETTFix One Silikon - Endotrachealtuben-Fixierung
einteilig, silikonbeschichtet, blau

ETTFix One Silikon ist ein einteiliges Band zur Fixierung von Endotrachealtuben. Durch die hautfreundlichen Eigenschaften ist ETTFix One Silikon besonders gut bei Hautirritationen, Brandverletzungen oder für Bartträger einzusetzen.

Die auf dem Gummiband durchgehend aufgebrachte Silikonbeschichtung hält Endotrachealtuben sicher und fest, ohne verklebt werden zu müssen. Das bietet auch bei stark speichelnden Patienten sicheren Halt (ohne zu rutschen).



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOETT2010	ETTFix One Silikon - Endotrachealtuben-Fixierung	25 Stück

Patienten-
sicherheit

ETTFix One Endotrachealtuben-Fixierung



ETTFix One - Endotrachealtuben-Fixierung
einteilig, weiß

ETTFix One ist ein einteiliges Band zur Fixierung von Endotrachealtuben. Durch die hautfreundlichen Eigenschaften ist ETTFix One besonders gut bei Hautirritationen, Brandverletzungen oder für Bartträger einzusetzen.

Durch die Fixierung des Klettstreifens am Tubus verhindert ETTFix One das Verrutschen des Tubus und minimiert die Gefahr einer Extubation.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOETT2000	ETTFix One - Endotrachealtuben-Fixierung	25 Stück

FersenFix Flexibler Fersenschutz



FersenFix - Flexibler Fersenschutz
einteilig, gelb mit weißem Klettband

Der FersenFix ist ein einteiliger Fersenschoner zur Vorbeugung von Dekubitalulcera. Der FersenFix sorgt für eine wirkungsvolle Entlastung der Patienten und ist durch den hautfreundlichen Schaumstoff angenehm zu tragen.

Der FersenFix kann durch das Waschen bei 60°C bis zu dreimal wiederaufbereitet und verwendet werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSO08	FersenFix - Flexibler Fersenschutz	25 Stück


Stick & Stop Pad Antirutschgitter



Stick & Stop Pad - Antirutschgitter
einteilig, gelb, 40 x 55 cm

Erleichtert das Aufrichten und verhindert das Wegrutschen im Bett.

Beim selben Patienten mehrfach verwendbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOMATTE01	Stick & Stop Pad - Antirutschgitter	50 Stück

CrossSeat - Querbettstuhl

Der Querbettstuhl kann einfach über einen auf Station vorhandenen Druckluftanschluss oder mit separat zu beziehender, elektrischer Luftpumpe aufgeblasen werden. Das Produkt ist in jedem handelsüblichen Krankenhausbett in Kombination mit den Fixationselementen (im Set* enthalten) verwendbar. Bitte vor Nutzung darauf achten, dass der Querbettstuhl durch Gurte befestigt ist. Mit Hilfe eines Auslassventiles kann die Luft auch rasch wieder entweichen und der CrossSeat bequem und platzsparend verstaut werden.

*Set-Inhalt:

1 Querbettstuhl, 1 Tasche, Fixationselemente, 1 Reparaturkit

CrossSeatTable - Aufblasbarer Tisch

Der CrossSeatTable kann ausschließlich mit der Hand-Luftpumpe aufgeblasen werden. Er ist einfach am Querbettstuhl und Patientenbett zu befestigen.

**Set-Inhalt:

1 CrossSeatTable, 1 Hand-Luftpumpe für Tisch, Fixationselemente, 1 Reparaturkit



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOCS02	CrossSeat 55 x 50 cm	1 Set*
HSOCSFIX02	CrossSeat Fixationselemente	1 Beutel mit 3 Gurten
HSOCST01	CrossSeatTable - Aufblasbarer Tisch	1 Set**
HSOCSTFIX	CrossSeatTable Fixationselemente	1 Beutel mit 3 Gurten
HSOCSREP	CrossSeat Reparaturkit	1 Set
HSOHS-318	Elektrische Luftpumpe für CrossSeat	1 Stück


ThoraXsafe® Stabilisierung

ThoraXsafe®

- Stabilisierung im Bett oder auf dem Stuhl

ThoraXsafe® ist ein weich gepolstertes, vierteiliges Gurtsystem zur Immobilisierung von Patienten. ThoraXsafe® wurde in enger Zusammenarbeit mit Anwendern auf Intensivstationen und Deeskalationsmanagern in psychiatrischen Kliniken entwickelt, um Patienten mit starkem Bewegungsdrang vor unkontrollierten Bewegungen zu schützen.

Beim selben Patienten mehrfach verwendbar.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
HSOTF01	ThoraXsafe® - Oberkörperstabilisierung	4 Stück



Mundhygiene

© shyshka - Fotolia.com

Die Coremec Mundpflegeprodukte erleichtern die Mundhygiene gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes zur VAP-Prävention bei intensiv zu betreuenden Patienten.

Mit der Absaugzahnbürste, den Tupfern und der keimhemmenden Reinigungsflüssigkeit entfernen Sie sicher den Plaque auf den Zähnen und die Beläge auf der Schleimhaut. Sie haben die Möglichkeit während der Mundpflege abzusaugen.

Durch die mechanische Reinigung mit Tupfern wird die Durchblutung der Mundschleimhaut angeregt, ohne diese zu verletzen.

Zum Abschluss der Mundpflege öffnen Sie die kleine Tube mit dem Mundbefeuchter und tragen Sie diesen mit dem Tupfer auf. Der Mundbefeuchter wirkt beruhigend auf das Gewebe der Mundschleimhaut und versorgt sie mit Feuchtigkeit.

Mundtupfer



Mit dem weichen Schaumstoffkopf lösen Sie schonend Ablagerungen und Schleim. Gleichzeitig wird die Durchblutung der Mundschleimhaut angeregt, ohne diese zu verletzen.

Anwendungsbereiche:
Reinigung der Mundhöhle sowie Auftragen von Medikamenten, Speichelflußanregung und Schluckförderung



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
A9000-1000	Mundtupfer, einzeln verpackt, unbehandelt, rosa	1.000 Stück
A9100-1000	Mundtupfer, einzeln verpackt, behandelt*, grün	1.000 Stück

Absaugtupfer



Zur Mundpflege bei Intensivpatienten.

Die besondere Konstruktion der Absaugtupfer ermöglicht eine gründliche Reinigung bis in die hinteren Bereiche der Mundhöhle und verhindert das Festsaugen an der Schleimhaut. Die Aufsätze säubern den Mundraum und stimulieren zugleich die Mundschleimhaut.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
C9010-500	Absaugtupfer, einzeln verpackt, unbehandelt	500 Stück
C9010-100	Absaugtupfer, einzeln verpackt, unbehandelt	100 Stück
C9110-500	Absaugtupfer, einzeln verpackt, behandelt*	500 Stück
C9110-100	Absaugtupfer, einzeln verpackt, behandelt*	100 Stück

Absaugzahnbürste



Zur Mundpflege bei Intensivpatienten mit Zahnbestand.

Die weiche Bürste entfernt schonend Beläge ohne das Zahnfleisch zu verletzen. Durch das Schwämmchen werden Ablagerungen und Schleim gelöst, bei gleichzeitiger Absaugung wird die Durchblutung der Mundschleimhaut angeregt, ohne diese zu belasten.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
D9011-500	Absaugzahnbürste, einzeln verpackt, unbehandelt	500 Stück
D9011-100	Absaugzahnbürste, einzeln verpackt, unbehandelt	100 Stück
D9111-500	Absaugzahnbürste, einzeln verpackt, behandelt*	500 Stück
D9111-100	Absaugzahnbürste, einzeln verpackt, behandelt*	100 Stück

* Keimreduzierende Mundspülung mit frischem Minzgeschmack

Q8 24-Stunden-Komplett-Set



Das Systempflege-Set besteht aus 3 Mundhygiene-Sets für eine Pflege alle 8 Stunden. Diese erleichtern das Einhalten der Pflegerichtlinien. Jedes Komplett-Set enthält alle Pflegeutensilien, um einen Intensivpatienten für 24 Stunden optimal zu versorgen.

2 Mundhygiene-Sets bestehend aus je:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution

1 Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugtupfer
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
K14578GC/48	Q8 24-Stunden-Komplett-Set, für eine Mundpflege alle 8 Stunden	48 Sets

Absaugtupfer-System



Zur Mundpflege bei Intensivpatienten.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Absaugtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
K3378G/144	Absaugtupfer-System, zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets


Absaugzahnbürste-Absaugtupfer-System



zur Mundpflege bei Intensivpatienten mit Zahnbestand.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Absaugtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
K3578G/144	Absaugzahnbürste-Absaugtupfer-System, zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets


Absaugzahnbürste-Mundtupfer-System



zur Mundpflege bei Intensivpatienten mit Zahnbestand.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
K1578G/144	Absaugzahnbürste-Mundtupfer-System, zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets


Mundtupfer-System



zur Mundpflege

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col GAMMA-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
K1178G/144	Mundtupfer-System, zur Mundpflege	144 Sets

Mundpflegesets mit Chlorhexidin



Q8 24-Stunden-Komplett-Set

Das Systempflege-Set besteht aus 3 Mundhygiene-Sets für eine Pflege alle 8 Stunden. Diese erleichtern das Einhalten der Pflegerichtlinien. Jedes Komplett-Set enthält alle Pflegeutensilien, um einen Intensivpatienten für 24 Stunden optimal zu versorgen.

2 Mundhygiene-Sets bestehend aus je:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution

1 Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugtupfer
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
K14578C-48	Q8 24-Stunden-Komplett-Set, für eine Mundpflege alle 8 Stunden, geeignet für beatmete Intensiv- und Risikopatienten	48 Sets



Q4 24-Stunden-Komplett-Set

Dieses Systempflege-Set besteht aus 6 Mundhygiene-Sets für eine Pflege alle 4 Stunden. Diese sind besonders für Patienten geeignet, bei denen eine häufigere Mundpflege erforderlich ist. Jedes Set enthält alle Pflegeutensilien, um einen Intensivpatienten für 24 Stunden optimal zu versorgen.

2 Mundhygiene-Sets bestehend aus je:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution

4 Mundhygiene-Sets bestehend aus:

- 1 Absaugtupfer
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
Q4D	Q4 24-Stunden-Komplett-Set, für eine Mundpflege alle 4 Stunden, geeignet für beatmete Intensiv- und Risikopatienten	24 Sets


Absaugtupfer-Mundtupfer-System



zur Mundpflege bei Intensivpatienten.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Absaugtupfer behandelt
- 1 Mundtupfer unbehandelt
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
K14478/144	Absaugtupfer-Mundtupfer-System, zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets


Absaugtupfer-System



zur Mundpflege bei Intensivpatienten.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Absaugtupfer behandelt
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
K4478BIC	Absaugtupfer-System, zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets


Absaugtupfer-System



zur Mundpflege bei Intensivpatienten.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Absaugtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
K3378-144	Absaugtupfer-System, zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets


Absaugzahnbürste-Absaugtupfer-System



zur Mundpflege bei Intensivpatienten mit Zahnbestand.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Absaugtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
K3578-144	Absaugzahnbürste-Absaugtupfer-System, zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets


Absaugtupfer-Mundtupfer-System



zur Mundpflege bei Intensivpatienten mit Zahnbestand.

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 1 Absaugzahnbürste
- 1 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
K1578-144	Absaugzahnbürste-Mundtupfer-System, zur Mundpflege bei Intensivpatienten	144 Sets


Mundtupfer-System



zur Mundpflege

Mundhygiene-Set bestehend aus:

- 2 Mundtupfer
- 1 Aufreißbeutel mit 10 ml Hygi-Col C-Solution
- 1 Tube mit 5 ml Hygi-Gel Mundbefeuchter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
K1178-144	Mundtupfer-System, zur Mundpflege	144 Sets



Körperpflege

Häufig ist das Waschen ohne Wasser für die Körperreinigung in der Pflege unumgänglich, da bettlägerige Patienten oftmals nicht bewegt werden dürfen oder mit besonders empfindlicher Haut zu kämpfen haben.

Die gängigsten Reinigungsprodukte für das Waschen ohne Wasser sind dabei spezielle, mit einer milden Reinigungslotion getränkte Waschhandschuhe oder Waschtücher. Die Reinigungslotion pflegt zugleich und muss nach der Körperreinigung nicht abgewaschen werden. Grundsätzlich sollte man auf den Gebrauch von Wasser verzichten, da dieses nicht nur den Schmutz und die Seifenreste entfernt, sondern auch den hauteigenen Säureschutzmantel strapaziert.

Die Produkte ermöglichen eine wasserlose, hygienische und vereinfachte Reinigung von Kopf bis Fuß.

Mit der konsequenten Verwendung von Waschtüchern wird eine potentielle Kreuzkontamination vermieden.

Bath in bed Waschtücher




Waschtücher

Verpackungseinheit: 24 Packungen - 10 Stück je Packung
300 x 230 mm

Komplette Reinigung von Kopf bis Fuß!

Bath in bed Waschtücher sind weich aber dennoch fest und robust. Die Waschtücher setzen einen neuen Standard auf dem Gebiet der Ganzkörperreinigung und Feuchtigkeitspflege.

Die Reinigungssubstanzen müssen nicht abgewaschen werden. Die Waschtücher lassen sich in der Mikrowelle erwärmen und sind in einer wiederverschließbaren Packung.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
RHS102	Bath in bed Waschtücher	24 Packungen

Körperpflege

Reynard Hautschutzpflegetuch



Reinigungs-, Hautschutz- und Pflegetuch

Verpackungseinheit: 12 Packungen - 25 Tücher je Packung
330 x 220 mm

Reinigung, Pflege und Hautschutz in Einem!

Bei geröteter, gereizter und angegriffener Haut, wenn eine Reinigung mit Wasser und Seife nicht zu empfehlen ist.

Das Tuch reinigt, pflegt, neutralisiert Gerüche und hinterlässt einen antimikrobiellen Schutzfilm auf der Haut.

Bei regelmäßiger Anwendung werden Hautreizungen und inkontinenzassoziierte Dermatitis vermieden.

Die Tücher befinden sich in einer wiederverschließbaren Packung.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
RHS103	Reynard Hautschutzpflegetuch	12 Packungen

Haarwaschhaube ohne Spülen
Verpackungseinheit: 24 Packungen - 1 Stück je Packung

Der neue Standard für die Haarwäsche - einfach und schnell!

Durch das milde Shampoo und den Conditioner wird das
Haar ganz ohne Wasser gereinigt und gepflegt.

Die Haarwaschhaube lässt sich in der Mikrowelle erwärmen.




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt je VE
RHS104	Reynard Haarwaschhaube	24 Packungen


„Patientenlagerung auf der ITS“, die Broschüre im praktischen Kitteltaschen-Format

Fordern Sie
Ihr kostenloses
Exemplar an.

Tel. 05606 53060-0



Fotobeispiele aus der Broschüre



Patientenlagerung auf der ITS

Anwendungsbeispiele
innovativer Lagerungsprodukte

TapMed 


Platz für Ihre Notizen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Legende

 CE - zertifiziert	 Mikrofaser Vlies
 EN ISO 12952-1 EN ISO - zertifiziert	 Memory Schaum
 Unsteril	 Filtersystem
 Latexfrei	 Maximale Belastbarkeit in kg
 Phthalatfrei	 Röntgenstrahlendurchlässig
 Nicht wiederverwendbares Einmalprodukt	 MRT - geeignet
 Mehrfach verwendbares Ein-Patienten-Produkt	 Maschinenwaschbar bis 65°C
 Verschweißte Nähte	

**Kongresse - die Chance für ein persönliches Kennenlernen.
Scannen Sie den QR-Code für unsere Terminübersicht.**



<https://www.tapmed.de/termine/>

Wir sind für Sie da!



05606 53060-0



05606 53060-44



Außendienstmitarbeiter
vor Ort



info@tapmed.de



www.tapmed.de

www.tapmed.de

TapMed 
Medizintechnik Handels GmbH

Gewerbepark 10 · 34317 Habichtswald-Ehlen · Tel. 05606 53060-0 · Fax 05606 53060-44