



Erster steriler, kabelloser Einmalretractor mit integrierter Rauchabsaugung und LED-Lichtquelle

- Die helle integrierte LED-Lichtquelle ermöglicht eine perfekte Ausleuchtung des OP-Bereiches, ohne dabei Wärme zu erzeugen. Sie ist für einen Dauereinsatz von 90+ Minuten geeignet.
- Mehr Bewegungsfreiheit, da kabellos – zusätzliche Komponenten, wie Kaltlichtkabel oder extra Rauchabsaugung werden nicht benötigt.
- Das innovative verstärkte Nylonmaterial bietet eine außergewöhnliche Festigkeit – das leichte Material sorgt zusätzlich für Komfort und leichte Handhabung.
- Die abgewinkelte Spitze mit stumpfem Ende gewährleistet einen sicheren Halt.
- ONETRAC ist sofort einsatzbereit – keine Montage notwendig.
- Kostengünstiges Einmalprodukt – teure Aufbereitung entfällt. ONETRAC ist steril und reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen.

Artikel-Nr.	Abbildung	Produktbezeichnung	Größe in mm	Anzahl je VE*
C100110		ONETRAC Einmalretractor, steril	135 x 30	5 Stück
C100140		ONETRAC Einmalretractor, steril	90 x 22	5 Stück
C100150		ONETRAC Einmalretractor, steril	40 x 20	5 Stück
C100165		ONETRAC Einmalretractor, steril	135 x 20	5 Stück
C100170		ONETRAC Einmalretractor, steril	55 x 8	5 Stück
C100180		ONETRAC Einmalretractor, steril	105 x 60	5 Stück
C100190		ONETRAC Einmalretractor, steril	175 x 30	5 Stück