

Schnellinfo

Druckrezeptorenplatten-Halterung - der neue Standard der arteriellen Druckmessung auf der Intensivstation oder bei Herzkatheter-Untersuchungen

Das Halterungsset, bestehend aus Klemmplatte, Gelenkarm und Kloben, erlaubt die exakte und sichere Positionierung am Krankenbett auf Herzhöhe. Dieses Haltesystem wurde in enger Zusammenarbeit mit Spitälern für eine besondere Patientenüberwachung entwickelt.

Produktvorteile

- Sichere Positionierung am Intensivbett auf Herzhöhe
- Flexible und präzise durch den Zentralspanngriff
- Wartungsfreier Betrieb und nachhaltige Lebensdauer
- Manuelle Reinigung durch Wischdesinfektion



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	VE
3640.53	Druckrezeptorenplatten-Halterung	Klemmstück, Gelenkarm 400 mm, Säule, Sockel	1 Stück



Druckrezeptorenhalter passend für Intensivbetten, hier beispielsweise am Stieglmeyer Intensivbett

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Produktes. Made in Switzerland