



## Trendelenburg-Lagerung für Ihre Risikopatienten

Pink Pad - die rutschfeste Unterlage für die Kopftieflage auf dem OP-Tisch.  
Sichere, einfache und schnelle Lagerung - hervorragend für Risikopatienten.

### Anwendungsempfehlung bei

- Hohem BMI
- Hautschädigungen
- Infektionen
- Notfällen

### Material

- Polyurethanschaum
- Besonders hautverträglich
- Latexfrei
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Sicherer Einsatz bei HF-Chirurgie
- Absorbiert Flüssigkeiten
- Sehr gute Druckverteilung

### Anwendung

- Kürzeste Vorbereitung
- Einfaches Handling
- Hygienisch einwandfrei
- Einwegprodukt
- Leichte Entsorgung
- Keine Aufbereitung notwendig



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer  
Gebrauchsanweisung.

Art-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm	Inhalt je VE
40580	Pink Pad Patientenpositionierungs-System	730 x 510 x 25	6 Stück
40583	Pink Pad Patientenpositionierungs-System XL	1000 x 510 x 25	4 Stück
40418	Pink Pad Einmal-Armprotector	580 x 380 x 270	4 Paar