



Kanülenliste

MicroAire - PAL®

2

		Artikel-Nummer					
Pal-Kanülen		Art der Spitze	Sterile Einmal-Kanüle	Mehrfach-Kanüle sterilisierbar	Durchmesser	Nutzlänge in mm	Lochlänge in mm
Entnahme	Tri-Port II-Kanülen  - 270° Entnahmeradius - moderat aggressiv, moderates Volumen - Löcher können von der Haut abgewandt werden, um Unebenheiten an der Oberfläche zu vermeiden	Tri-Port II	402LL	R402LL-CE	4	300	10
	402LS		R402LS-CE	4	220	10	
	302LL		R302LL-CE	3	300	8	
	302LS		R302LS-CE	3	220	8	
	Tri-Port III-Kanülen  - 90° Entnahmeradius - moderat aggressiv, moderates Volumen - Löcher können von der Haut abgewandt werden, um Unebenheiten an der Oberfläche zu vermeiden	Tri-Port III	403LL	R403LL-CE	4	300	10
	403LS		R403LS-CE	4	220	10	
	303LL		R303LL-CE	3	300	8	
	303LS		R303LS-CE	3	220	8	
Gewinnung	Multi-Hole-Kanülen  - 360° Entnahmeradius - nicht aggressiv, geringes Volumen - erzeugt kleine Fettläppchen für kleinvolumige Transplantationen - auch ideal für die Feinmodellierung und für die Modellierung der Übergänge - hervorragend geeignet, um Fett nach Laser- oder Ultraschallbehandlung zu entnehmen	Multi-Hole	30MLL	R30MLL-CE	3	300	1,9
	30MLS		R30MLS-CE	3	220	1,9	
	30MLM		R30MLM-CE	3	150	1,9	
	Del Vecchio Track-12-Kanülen  - 270° Entnahmeradius - aggressiv, großes Volumen - entwickelt zur Gewinnung kleiner Fettläppchen für Transplantation	Track-12	4012LL		4	300	6,4
	3012LS			3	220	5,8	
			R4012XL-CE	4	400	6,0	

		Artikel-Nummer					
Pal-Kanülen		Art der Spitze	Sterile Einmal-Kanüle	Mehrfach-Kanüle sterilisierbar	Durchmesser	Nutzlänge in mm	Lochlänge in mm
Spezialkanülen	Helixed Tri-Port III-Kanülen 	Helixed Tri-Port III	507LL		5	300	10
	- 270° Entnahmeradius		507LS		5	220	10
	- aggressiv, großes Volumen		407LL	R407LL-CE	4	300	10
	- gut geeignet für sehr faseriges Gewebe		407LS	R407LS-CE	4	220	10
	- ideal für Gynäkomastie						
	Spatula-Kanülen (Auslaufartikel) 	Spatula (Drei-Loch)	30S3		3	150	1,5
	- 90° Entnahmeradius	Spatula (Zwei-Loch)	30S2		3	150	1,5
	- kurze nicht aggressive Kanüle; stumpfe Spitze	Spatula (Ein-Loch)	24S1		2,4	150	1,5
	- ideal für schwierige Areale wie den Nacken und den Rücken						
	Flared Mercedes-Kanülen 	Flared Mercedes	508LL	R508LL-CE	5	300	10
	- 360° Entnahmeradius		508LS	R508LS-CE	5	220	10
	- aggressiv, großes Volumen		408LL	R408LL-CE	4	300	10
	- ideal zum Ausdünnen, Präparieren und zur Pre-Tunnelierung		408LS	R408LS-CE	4	220	10
	- auch gut geeignet, um Fett aufzubrechen ohne Absaugen, vor Modellieren und Entnahme		308LL	R308LL-CE	3	300	9,7
			308LS	R308LS-CE	3	220	9,7
Gebogene Kanülen 	Gebogene Flared Mercedes	508LLB	R508LLB-CE	5	300	10	
		408LLB	R408LLB-CE	4	300	10	
MicroAire bietet gebogene Kanülen, die zur Pre-Tunnelierung sowie für die allgemeine Ausdünnung und Entnahme geeignet sind. Gebogene Kanülen sind als Mercedes- sowie Flared Mercedes-Version erhältlich.		Gebogene Mercedes	404LLB	R404LLB-CE	4	300	10
			304LLB	R304LLB-CE	3	300	8
Turbo-Kanülen (Auslaufartikel) 	Mercedes	404LST		4	220	10	
PAL®-Turbo-Kanülen lassen zur Verbesserung der Durchflussrate während der Fettabsaugung Luft durch die Kanüle strömen, somit sind sie nicht für die Entnahme von Fett empfohlen, das wieder injiziert werden soll.							
Highdefinition	HD-Kanülen 	Links gebogen	40HLLB		4	300	10
	Gerade	40HLL		4	300	10	
		50HLL (Auslaufartikel)		5	300	10	
	- 270° Entnahmeradius	Rechts gebogen	40HLRB		4	300	10
	- Moderat aggressiv, moderates Volumen						
- Ideal für die Modellierung der oberflächlichen Fettschicht							