

Softmat

Schaumstoffauflagen



Softmat Schaumstoffauflagen sind in unterschiedlichen Größen und Zuschnitten erhältlich. Sie unterstützen die Pflegenden bei der professionellen Patientenlagerung. Das hochwertige offenporige Material der Softmat verteilt den Auflagendruck nahezu gleichmäßig. Sogenannte Hotspots der Druckbelastung werden damit vermieden, das Gewicht des Patienten wird gleichmäßig verteilt. Das atmungsaktive Material führt Feuchtigkeit und übermäßige Wärme von der Haut des Patienten ab und unterstützt ein gesundes Auflageklima.

Produktvorteile

- Gleichmäßige Druckverteilung
- Schutz vor Mazeration
- Hygienisches Einwegprodukt
- Latexfrei
- Polyurethanschaumstoff

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	VE
116854	Softmat-Schaumstoffauflage	Für Polster ELP914 und EL904 100 x 50 x 2 cm	6 Stück
118299	Softmat-Schaumstoffauflage, universal I	Geeignet u.a. für Polster ELP200T, 61 x 50 x 2 cm	6 Stück
142491-28	Softmat-Schaumstoffauflage, universal II	55 x 42 x 2 cm	28 Stück
132248	Softmat-Hodenbank	13 x 11 x 8 cm	4 Stück