



Armschalen

Einfache und sichere Positionierung
der oberen Extremitäten



41815



35146-MTS



32430-MTS

Stabile Armschale zur Armanlagerung aus robustem Polycarbonat. Aufgrund keilförmiger Kante der Armschale ist diese leicht unter den Patienten/die Patientenunterlage zu schieben.

Vorteile

- Optimale Armlagerung
- Robuste Materialeigenschaften
- Einfaches Handling
- Sichere Hygiene

Anwendungsgebiete

Alle operativen Bereiche, in denen eine Armanlagerung erforderlich ist.

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
35146-MTS	Armschale zur Armanlagerung	Polycarbonat, 5 mm klar, 365 x 143 x 325 mm (BxHxT) (empfohlenes Polster OA091-1)	1 Stück
32430-MTS	Armschale zur Armanlagerung, gebogen (90° Winkel)	Polycarbonat, geeignet für beidseitige Armanlagerung 390/290 x 160 x 305 mm (BxHxT) (empfohlenes Polster OA062)	1 Stück
41815	L-Winkel	Polycarbonat, 265 x 130 x 180 mm (BxHxT) (empfohlenes Polster OA062)	1 Stück

Die Gebrauchsanweisung des Produktes ist zu beachten.