

Danish Pad

Optimale Trendelenburg-Positionierung



Mit dem Danish Pad werden Patienten druckentlastend und sicher gelagert. Der latexfreie, atmungsaktive Schaumstoff ist offenporig und einfach in der Anwendung. Dieses Pad haftet mit Hilfe des Körpergewichtes des Patienten auf dem OP-Tisch.

Anwendungsempfehlung bei

- Hohem BMI
- Hautschädigungen
- Infektionen
- Notfällen

Vorteile

- Schnelle Wechselzeiten
- Einfaches Handling
- Keine Schulterstützen erforderlich
- Für adipöse Patienten geeignet
- Hocheffizient – auch in der robotischen Chirurgie
- Einwegprodukt
- Hygienisch einwandfrei
- Leichte Entsorgung
- Keine Aufbereitung notwendig

Material

- Polyurethanschaum
- Besonders hautverträglich
- Latexfrei
- Röntgenstrahlendurchlässig
- Sicherer Einsatz bei HF-Chirurgie
- Absorbiert Flüssigkeiten
- Sehr gute Druckverteilung



Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Maße in mm	Stückzahl je VE
5010	DHC Patientenpositionierungs-System mit Fixiergurt (Set) Inhalt: 5003, 5004, 5005	890 x 510 x 25	12 Stück
5008	DHC Patientenpositionierungs-System ohne Fixiergurt (Set) Inhalt: 5002, 5004, 5005	890 x 510 x 25	12 Stück
5003	DHC Patientenpositionierungs-System mit Fixiergurt	890 x 510 x 25	14 Stück
5002	DHC Patientenpositionierungs-System ohne Fixiergurt	890 x 510 x 25	16 Stück
5004	Brustgurt aus Schaumstoff	1500 x 100 x 5	50 Stück
5005	Armlagerungstuch	300 x 2000	75 Stück
5000	Einmal-Armprotektor	350 x 510 x 20	40 Stück

Die Gebrauchsanweisung des Produktes ist zu beachten.