

Schnellinfo

Softmat – Schaumstoffauflagen

Beugt Druckschäden vor und hält die Haut trocken und intakt


132248



118299



116854



Softmat Schaumstoffauflagen sind in unterschiedlichen Größen und Zuschnitten erhältlich. Sie unterstützen die Pflegenden bei der professionellen Patientenlagerung.

Das hochwertige offenporige Material der Softmat verteilt den Auflagedruck nahezu gleichmäßig. Sogenannte Hotspots der Druckbelastung werden damit vermieden, das Gewicht des Patienten wird gleichmäßig verteilt. Das atmungsaktive Material führt Feuchtigkeit und übermäßige Wärme von der Haut des Patienten ab und unterstützt ein gesundes Auflageklima.

Vorteile

- Gleichmäßige Druckverteilung
- Schutz vor Mazeration
- Hygienisches Einwegprodukt
- Latexfrei
- Polyurethanschaumstoff

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	VE
116854	Softmat-Schaumstoffauflage	Für Polster ELP914 und EL904 100 x 50 x 2 cm	6 Stück
118299	Softmat-Schaumstoffauflage, universal I	Geeignet u.a. für Polster ELP200T, 61 x 50 x 2 cm	6 Stück
132248	Softmat-Hodenbank	13 x 11 x 8 cm	4 Stück

Die Gebrauchsanweisung des Produktes ist zu beachten.