

Z-Slider

Die Folie für den Transfer und die Positionierung von Patienten



Der Z-Slider hilft Schädigungen des Rückens durch das Heben, den Transfer und die Positionierung von Patienten zu verhindern. Der Z-Slider ist auf Rolle sowie in handlichen Boxen erhältlich.

Vorteile

- Einfaches und sicheres Umlagern von Patienten
- Gleiten statt Heben
- Rückenentlastendes Arbeiten
- Auch zur Anwendung bei adipösen Patienten
- Zum Gebrauch bei einem Patienten - kann bei einem Patienten mehrfach verwendet werden
- Mit Spenderbox lieferbar

Materialbeschaffenheit:

- Latexfreie LDPE-Folie



2102



2104

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Details	Stückzahl je VE
2102	Z-Slider - Patiententransfersystem (Rolle)	98 x 83 cm, schlauchförmig	2 Rollen à 30 Folien
2104	Z-Slider Boxen- Patiententransfersystem (Box)	z. B für Wandhalterung 98 x 83 cm, schlauchförmig	6 Boxen à 10 Folien

Die Gebrauchsanweisung des Produktes ist zu beachten.