

Bitte nutzen Sie das Online-Formular via QR-Code oder senden Sie das Formular per E-Mail, Fax oder Brief an uns zurück. Vergessen Sie bitte den Absender nicht.

TapMed ✓

TapMed Medizintechnik Handels GmbH
Gewerbepark 10
34317 Habichtswald-Ehlen

Online-Bestellformular



Telefon: 05606 53060-80 • Fax: 05606 53060-44
E-Mail: tiergesundheits@tapmed.de

Absender (Stempel): _____

Abteilung: _____

Ansprechpartner/in: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____


- Ich möchte
- VE **DryMax VET Super-Saugtuch 5.0** bestellen.
 - VE **DryMax VET Super-Saugtuch 2.3** bestellen.
 - VE **DryMax VET Saugtuch** bestellen.

Bitte senden Sie mir ein Angebot zu.

- Ich möchte Informationen zu weiteren Produkten erhalten und interessiere mich für folgende Bereiche:
- schonendes Arbeiten in OP und Praxis
 - einfache und sichere Patientenlagerung
 - Wundversorgung

Bitte rufen Sie mich an.

- Ich möchte besucht werden. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir.



Wir beraten Sie gerne!


+49 (0) 5606 53060-80
 tiergesundheits@tapmed.de



TapMed ✓
Medizintechnik Handels GmbH

Gewerbepark 10 · 34317 Habichtswald-Ehlen
www.tapmed.de · info@tapmed.de

Online-Shop: www.tapmed-vet.de



DryMax VET
Professionelles Flüssigkeitsmanagement
Für Sicherheit und Hygiene in allen Räumen

TapMed ✓
Medizintechnik Handels GmbH

DryMax VET - Super-Saugtuch



erhältlich
mit 5l und 2,3l
Saugleistung

Die Super-Saugtücher bestehen aus hochabsorbierenden, gelbildenden Polymeren, umschlossen von einer innovativen Zellstoffhülle.

DryMax VET Super-Saugtuch 5.0

Größe: 72 x 37 cm | VE: 50 Stück
Flüssigkeitsaufnahme bis zu 5l

DryMax VET Super-Saugtuch 2.3

Größe: 72 x 37 cm | VE: 30 Stück
Flüssigkeitsaufnahme bis zu 2,3l

Super-Saugtücher:

- beidseitig saugfähig
- kontaminierte Flüssigkeiten werden sicher eingeschlossen
- nicht zum Zuschneiden geeignet

Warum DryMaxVET?


Durch die patentierte Superabsorber-Technologie ist das DryMax VET Super-Saugtuch in der Lage, weitaus größere Mengen Flüssigkeit aufzunehmen als herkömmliche Saugtücher. Wasserbasierte Flüssigkeiten wie Urin, Blut, Fruchtwasser und Spülflüssigkeiten werden im Inneren des Super-Saugtuches sicher gebunden und tropffrei entsorgt.

Überzeugen Sie sich selbst und bestellen Sie jetzt ihr kostenloses Muster!

Besonders empfehlenswert:

- als Unterlage im OP
- bei Zahnsanierungen
- bei Arthroskopien
- in Stationskäfigen und Wurfboxen
- zur privaten Nachsorge
- bei Mammakarzinomen
- bei Kaiserschnitten
- bei Magenspülungen

DryMax VET - Saugtuch



Die Saugtücher bestehen aus mehreren Lagen hochwertigem, saugfähigem Zellstoff, sowie einer PU-Folie als Auslaufschutz.

DryMax VET Saugtuch

Größe: 100 x 75 cm | VE: 50 Stück
Flüssigkeitsaufnahme bis zu 2l

- zum individuellen Zuschneiden geeignet
- Folienrücken zur Verringerung der Rutschgefahr
- nur auf trockenen Flächen platzieren (blaue Seite nach unten)

