

PRO FIX Fixationsschiene zur multifunktionalen Anwendung für die Fachbereiche Anästhesie und Intensivmedizin



Flexible Schiene, angenehm gepolstert, Sicherheit durch 2 Klettbänder, hygienisches patientenbezogenes Einmalprodukt



Schnelle und sichere überstreckte Positionierung des Handgelenkes zur optimalen Anlage arterieller Verweilkanülen



Fixierung der angepassten Schiene durch 2 Klettbänder im Bereich des Unterarmes und der Mittelhand (inklusive Daumen)

- Optimale Positionierung zur Anlage arterieller sowie auch venöser Verweilkanülen
- Sicherung der Verweilkatheter
- Schutz vor Abknicken oder Herausrutschen der Katheter
- Optimale Blutzirkulation gewährleistet optimale Messergebnisse
- Minderung von Entzündungen im Punktionsgebiet
- Stabile Positionierung bei langer Verweildauer sowie bei postoperativer Ruhigstellung

Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl je VE	
HSOPF22	PRO FIX Fixationsschiene - 22 x 9 cm	25 Stück	CE