

Die optimale Ergänzung zur Gefäßkopplung

- sterile Gefäßklammern von **Biover** 

Die BIOVER® Gefäßklammern sind Präzisionsinstrumente und wurden unter der Anleitung zahlreicher international bekannter Chirurgen entwickelt und zeichnen sich wie folgt aus:

- Höchste Qualität aus Stainless-Steel und Polycarbonat
- Garantiert exakt kalibrierter Klemmdruck
- Maul der Klammer mit atraumatischen Mikrozähnen
- Steriler Einmalartikel, gebrauchsfertig
- Exzellenter Farbkontrast, keine Lichtreflexion
- Farblich kodiert: gelb für Arterien, grün für Venen



ARTERIES

Ø arteries
Ref. Nr.
clipping power

scale: 1:1

Ø < 1 mm

TKS-1

40 g/mm²



Ø 1-2 mm

TKM-1


60 g/mm²



Ø 2-4 mm

TKL-1


120 g/mm²



Ø < 1 mm

TKS-2


40 g/mm²



Ø 1-2 mm

TKM-2


60 g/mm²



Ø 2-4 mm

TKL-2

120 g/mm²



VEINS

Ø veins
Ref. Nr.
clipping power

Ø 0.2-1 mm

TKFV-1

15 g/mm²



Ø < 1 mm

TKSV-1

20 g/mm²



Ø 1-2 mm

TKMV-1

30 g/mm²



Ø 2-4 mm

TKLV-1


40 g/mm²



Ø 0.2-1 mm

TKFV-2


15 g/mm²



Ø < 1 mm

TKSV-2


20 g/mm²



Ø 1-2 mm

TKMV-2


30 g/mm²



Ø 2-4 mm

TKLV-2

40 g/mm²



 Biover