



OPFix

HSO[®]
HOSPITAL SUPPLY ORGANISATION



HAND- & FUSSFIXIERUNG

**SICHER
AUF
ALLES
VOR-
BEREITET**

Zweiteilige Hand- & Fußfixierung

Patienten mit unkontrolliertem Bewegungsdrang sowie Situationen in denen diese umgelagert werden müssen, stellen das pflegende und betreuende Personal oftmals vor große Herausforderungen. Zahlreiche Zugänge, Schläuche etc. bergen in diesen Alltagssituationen oftmals eine große Verletzungsgefahr des Patienten.

Durch die Fixierung von Armen und Beinen **verhindert OPFix das unkontrollierte Manipulieren** an Zugängen, Drainagen oder lebenserhaltenden technischen Geräten und dient damit dem **Eigenschutz des Patienten**. Bei der **Umlagerung** von Patienten **unterstützt** das zweiteilige Produktset durch seine einfache Anwendungstechnik.

OPFix HAND- & FUSSFIXIERUNG



OPFix besteht aus **jeweils zwei weich gepolsterten Hand- und Fußfixierungen sowie einem Fixierungsband**. Die Halteringe der Fixierungen sind wahlweise in Metall oder Kunststoff erhältlich. Bei Patienten mit geringem Bewegungsdrang (z.B. dementen, altersschwachen Patienten, in der Radiologie bzw. bei MR-Untersuchungen) empfehlen wir die Anwendung der Fixierungsmanschetten mit Kunststoffringen. Die Manschetten mit Metallringen sollten bei Patienten mit starkem Bewegungsdrang oder mit einer Neigung zu aggressivem Verhalten eingesetzt werden.

Bestelloptionen

Produkt	Versandeinheit	Bestell-Nr.
OPFix mit Metallring	25 Paar	HSOOPFIX1000
OPFix mit Kunststoffring	25 Paar	HSOOPFIX1000P
FixBand	100 Stück	HSOFIXBAND6000

OPFixSoft HAND- & FUSSFIXIERUNG



OPFixSoft bietet sowohl für den Anwender als auch den Patienten spürbar höheren Komfort. Die **extrem weiche Polsterung der Manschette** verhindert Scheuerstellen durch scharfe Kanten an den Nahtstellen und erhöht dadurch den Tragekomfort für den Patienten merklich.

Das **Band samt Metallring ist stabil mit der Manschette vernäht** und erleichtert dadurch die Anwendung. Es kann – der jeweiligen Anwendungssituation angepasst – gebunden bzw. verknotet werden. Das Produkt ist ohne vorbereitende Maßnahmen einsatzfähig. Die Manschette wird ausschließlich mit Metallring hergestellt.

Bestelloptionen

Produkt	Versandeinheit	Bestell-Nr.
OPFixSoft	25 Stk.	HSOOPFIX800

www.hso-solutions.at

Richten Sie Ihre Fragen gerne direkt
an Ihren persönlichen Produktspezialisten:

VERKAUF

TapMed 

Medizintechnik Handels GmbH
Gewerbepark 10
34317 Habichtswald-Ehlen
GERMANY
Tel. +49 (0)5606 53060-0
Fax +49 (0)5606 53060-44

www.tapmed.de

VERTRIEB

Rudolf Heintel Medizintechnik GmbH
Erdbergstraße 166
1030 Wien, Österreich

T +43 (1) 403 89 56-0
F +43 (1) 403 89 56-50
medizintechnik@heintel.at
www.heintel.at

HERSTELLER

MSP Medizintechnik GmbH
Würtzlerstraße 16
1030 Wien, Österreich

T +43 (1) 403 89 56-0
F +43 (1) 403 89 56-50
info@hso-solutions.at
www.hso-solutions.at
www.thoraxsafe.com

Foto:
© IStock Photo ozgurdonmaz
© IStock Photo Anton Novik

Druck- & Satzfehler vorbehalten
Version 2.0 | Stand: Nov 2017