



Hilfe zur Umlagerung

Das regelmäßige Umlagern ist für bettlägerige Patienten kritisch. Bislang ist es eine Herausforderung für die Pflegekräfte, diese zeit- und kraftintensive Aufgabe zu meistern. Dafür hat HoverTech den Q2ROLLER entwickelt. Ein Produkt, das das laterale Drehen von Patienten effizient und leicht macht.

Produktverwendung:

Der Q2ROLLER verfügt über 2 Luftkammern. Diese Luftkammern werden von einer Pflegekraft mittels Gebläse kontrolliert belüftet, um die optimale Position für das Wohlbefinden des Patienten zu erreichen und ihn vor Druck zu schützen. Der Q2ROLLER schützt das Pflegepersonal, indem manuelles Heben der Patienten vermieden wird. Des Weiteren schützt der Q2ROLLER den Patienten, weil Reibungs- und Scherkräfte, wie sie bei herkömmlichen Lagerungsmethoden auftreten können, vermieden werden.

Vorteile des Q2ROLLER:

- Justierbare Luftkammern erlauben die flexible Positionierung bei der Patientenhigiene und Wundversorgung
- Die Ventile ermöglichen eine schnelle Entlüftung der Luftkammern
- Atmungsaktives Material verhindert die Feuchtigkeitsbildung und verbessert den Patientenkomfort
- Einmal-Schutzbezüge verkürzen die Wiederaufbereitungsdauer und helfen Kreuzkontaminationen zu verhindern
- Einstellbare Strömungsgeschwindigkeiten des Gebläses ermöglicht dem Pflegepersonal das kontrollierte Wenden des Patienten und erhöht gleichzeitig seine Sicherheit und seinen Komfort

Produktmerkmale:

- Polypropylen
- RF verschweißte Nähte
- Latexfrei
- Maße:
 - Kammern: 112 X 112 cm
 - Schürze: 112 X 183 cm
- Maximales Patientengewicht: 272 kg
- Verpackungseinheit:
 - 5 Stück pro Box inkl. 5 Stück Q2R Pads
- Passendes Gebläse: HTAIR2300
- Artikel-Nr. HTR-200

Reinigung, Wartung und Anwendung:

- Der Q2ROLLER ist ein Einpatienten-Modell. Wenn das Produkt verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem keimabtötenden Reiniger ab
- Luftstau am Lufteinlass des Gebläses (HTAIR2300) ist zu vermeiden
- Nutzen Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Gebrauch und entsprechend dieser Gebrauchsanweisung
- VORSICHT: Vermeiden Sie Stromschlag, das Gebläse nicht öffnen

Q2R PADS – Schutzauflagen können separat bestellt werden

- Saugfähige, atmungsaktive Materialien halten Feuchtigkeit ab und helfen das Mikroklima der Patienten zu kontrollieren
- Selbstklebende Streifen halten die Schutzauflage sicher an ihrem Platz
- Art-Nr.: (HTR-CHX-5PACK)