



SOL-Guard und Sol-VET™ Insulinspritzen für eine sichere Behandlung bei Diabetes

SOL-GUARD Insulinsicherheitspritze 0,5ml (U 100)

- dreifach geschliffene Nadel erleichtert das Durchstechen der Haut
- reversible Transportsicherung kann über die Nadel geschoben werden und verhindert Nadelstichverletzungen
- weniger Medikamentenverschwendung durch geringes Totraumvolumen
- kräftige und klar abgestufte Markierungen der Insulineinheiten für eine genaue Dosierung
- Transportsicherung rastet durch Drehen ein und wird so zum irreversiblen Kanülenschutz
- so wird eine sichere Entsorgung garantiert!



SOL-VET™ 1ml U-40 Insulin Spritze mit fester Nadel 29G*1/2"

- optimale Nadelschärfe – macht Injektionen angenehmer
- geringer Totraum – minimiert die Verschwendung von Restmedikamenten
- transparenter Zylinder
- kräftige Markierungen erleichtern das Erkennen und Abmessen des Spritzeninhalts

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Stückzahl je VE
200002SG	SOL-GUARD Insulinsicherheitspritze 0,5ml U100, inkl. Kanüle 29G*12"	100 Stück
V12905-40	SOL-VET Insulinspritze 1ml U40, inkl. Kanüle 29G*1/2"	100 Stück

Wir sind für Sie da!

TapMed 

TapMed Medizintechnik Handels GmbH
Gewerbepark 10
34317 Habichtswald-Ehlen

Telefon: 05606 53060-400
Fax: 05606 53060-44
E-Mail: tiergesundheits@tapmed.de

Absender (Stempel):

Abteilung: _____


Ansprechpartner/in: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

- Ich möchte  Insulinspritzen bestellen,
bitte rufen Sie mich an.
- Ich möchte besucht werden, bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir.



Wir beraten Sie gerne!

 Tel. +49 (0) 5606 53060-400

 tiergesundheits@tapmed.de